

Fauteuil d'examen Luxe pour cabinet d'esthetisme

Référence 0077VOG



Prix du produit :

1 459,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Fauteuil spécial pour salon de beauté. 2 versions disponibles : hauteur fixe ou hauteur réglable par vérin hydraulique. Fauteuil garantie 3 ans hors sellerie. Épaisseur sellerie : 60 cm (très confortable). Poids supporté : 200 kg.

Description du produit :

Fauteuil 3 parties pour salon de beauté et cabinet d'esthétique

Fabrication française.

2 versions disponibles :

Réf. 0077VOG - Fauteuil 3 parties hauteur fixe :

Hauteur fixe 750 mm.

Piètement 4 branches métal, sur 4 patins réglables.

Structure bâti époxy.

Sellerie cousue, épaisseur 60 mm.

Dossier inclinable par autoblocage.

Jambière relevable par autoblocage.

Accoudoirs en pvc réglables en hauteur.

Dimensions du fauteuil d'examen:

Dossier: L. 700 x l. 500 mm.
Assise: L. 500 x l. 500 mm.
Jambière: L. 570 x l. 500 mm.
H. tt: L. 1770 x l. 700 x H. 750 mm.
Poids du divan: 40 kg.
Poids supporté: 200 kg.

Garantie: 3 ans hors sellerie.

Réf. 0078VOG - Fauteuil 3 parties hydraulique :

Réglable en hauteur de 620 à 770 mm par pompe hydraulique tournant et blocable.
Socle rond Ø 660 mm avec jonc de protection.
Structure bâti chromé.
Sellerie cousue, épaisseur 100 mm.
Dossier inclinable par autoblocage.
Jambière réglable, relevable par autoblocage.
Accoudoirs en pvc réglables en hauteur et amovibles.

Dimensions :

Dossier: L. 700 x l. 500 mm.
Assise: L. 500 x l. 500 mm.
Jambière: L 470 x l. 700 mm.
H. tt: L. 1670 x l. 700 x H. 620/770 mm.
Poids du divan: 60kg.
Poids supporté: 120 kg.

Garantie: 3 ans hors sellerie.

Options disponibles sur devis pour les 2 modèles :

Paire de gouttières en PU, réglables en hauteur et inclinables.
Gouttière inclinée (unité).
Paire d'accoudoirs en PU avec système de rotules.
Douille avec support pour gouttière.
Tige porte-sérum.
Paire de douilles pour porte-sérum.
Coussin amovible.

FORFAIT MISE EN PLACE DISPONIBLE EN SUPPLÉMENT :

Livraison en RDC ou étage, déballage, mise en place (ou le client le souhaite) et reprise des emballages.



COLORIS :

78 couleurs disponibles. Choisissez la couleur de la sellerie grâce au nuancier puis indiquer la couleur dans le champs CHOIX DE LA COULEUR avant d'ajouter le divan d'examen au panier.

[TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN VOG](#)

DIABOLO CLUB M1 (Aspect Lisse et plastifié, valeur de référence dans le milieu médical)



GINKGO M1 (Aspect granuleux, incontournable best-seller de Cotting)



URBAN M1 (Aspect lisse et unie, cette gamme dynamique d'aspect mat présente un petit grain plat et lisse)



Prix affiché avec éco-participation de 1,75€ HT (Réf. 0077VOG) et 2,84€ HT (Réf. 0078VOG)