

# Garrot à clip pour adulte Clip

Référence 02092

Prix du produit :

**8,99 € taxe inclu**



Description brève du produit :

## Description du produit :

**Garrot ClipComed à clip** réutilisable, pour adulte, disponible dans différents coloris. Dispositif médical utilisé lors de prise de sang pour comprimer les vaisseaux d'un membre pour arrêter ou atténuer la circulation sanguine.

Très facile d'utilisation et pratique grâce à l'ouverture rapide et le desserrage progressif du garrot. À bande élastique pour un meilleur confort.

Lavable et autoclavable.

Dimensions : longueur : 48 cm, largeur : 2,5 cm et épaisseur 1,8 mm.

Conditionné sous blister avec cartoulette.

Dispositif médical CE.