

# Garrot à clip pour enfant Clip avec animaux

Référence 00992



Prix du produit :

**6,11 € taxe inclu**

Description brève du produit :

## Description du produit :

**Garrot ClipComed à clip** réutilisable, pour enfant, avec animaux dessinés. Il permet de réduire la peur en les distrayant. Les motifs sont adaptés aux enfants. Les différents animaux sont bien visibles sur la sangle.

Très facile d'utilisation et pratique grâce à l'ouverture rapide et le desserrage progressif du garrot. À bande élastique pour un meilleur confort.

Lavable et autoclavable.

Dimensions : longueur : 45 cm, largeur : 2,6 cm et épaisseur 1,8 mm.

Conditionné sous blister avec cartonnnette.

Dispositif médical CE.

## Couleurs et motifs :

- Garrot bleu avec motif vache
- Garrot rose avec motif canard
- Garrot jaune avec girafe