

# Divan électrique Vog Licata 3 plans

Référence 0019VOG



**Prix du produit :**

**4 099,00 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Un divan d'examen idéal pour l'aménagement de votre cabinet médical.

**Description du produit :**

## TABLE D'EXAMEN ÉLECTRIQUE **LICATA**

Réglable en hauteur de 540 à 940 mm. Bâti époxy blanc

Équipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.

Sellerie tendue, avec bourrelets latéraux épaisseur 50 mm ou sellerie plate (40 mm).

Dossier proclive/déclive (+75°/-15°) réglable par vérin à gaz (commande bilatérale).

Partie centrale réglable par vérin à gaz, assise relevable réglable manuellement.

Cuvette inox coulissante avec une paire de douilles coulissantes pour étriers.

Dessous assise et dossier en capot abs blanc.

Porte rouleau (dossier et partie centrale).

Mousse assise et dossier densité 38 kg/m3.

**Commande au pied.** Moteur classe II.

Poids supporté 300 kg

**4 modèles disponibles :**

**Ref : 0019VOG - Divan sellerie tendue avec bourrelets latéraux L. 2000 × l. 670 × H. 540/940 mm**

- Dossier: L. 650 × l. 670 mm.
- Partie centrale : L. 850 × l. 670 mm.
- Assise: L. 450 × l. 670 mm.
- Poids du divan: 80 kg.
- Poids supporté: 300 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

**Ref : 0020VOG - Divan sellerie tendue avec bourrelets latéraux L. 2000 × l. 800 × H. 540/940 mm.**

- Dossier: L. 650 × l. 800 mm.
- Partie centrale : L. 850 × l. 800 mm.
- Assise: L. 450 × l. 800 mm.
- Poids du divan: 90 kg.
- Poids supporté: 300 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

**Ref : 0021VOG - Divan sellerie plate L. 2000 × l. 670 × H. 510/910 mm.**

- Dossier: L. 650 × l. 670 mm.
- Partie centrale : L. 850 × l. 670 mm.
- Assise: L. 450 × l. 670 mm.

- Poids du divan: 80 kg.
- Poids supporté: 300 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

**Ref : 0022VOG - Divan sellerie plate L. 2000 × l. 800 × H. 510/910 mm.**

- Dossier: L. 650 × l. 800 mm.
- Partie centrale : L. 850 × l. 800 mm.
- Assise: L. 450 × l. 800 mm.
- Poids du divan: 90 kg.
- Poids supporté: 300 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

*Couleurs :*  
56 couleurs disponibles.

[TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN  
VOG](#)



*Prix affiché avec éco-participation de 11,62 € pour ref. 0019VOG et 0021VOG et de 12,35 pour ref. 0020VOG et 0022VOG.*