

Divan électrique Vog cardiologie 2 plans

Référence 0027VOG+04991



Prix du produit :

3 381,30 € taxe inclu

Description brève du produit :

Divan électrique spécialisé pour la cardiologie.

Réglable en hauteur de 540 à 940 mm.
Commande au pied. Disponible en 2 modèles.

Description du produit :

Divan d'examen spécial cardiologie.

Réglable en hauteur de 510 à 910 mm.

Bâti en tube carré époxy.

Équipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.

Sellerie tendue, épaisseur 40 mm.

Dossier proclive (+75°) réglable par vérin à gaz.

Dessous assise et dossier en capot abs blanc.

Porte rouleau (dossier).

Découpe sur le côté gauche de l'assise.

Mousse assise et dossier densité 38 kg/m³.

Commande au pied.

Moteur classe II.

Ref 0027VOG : divan d'examen électrique cardiologie L. 2000 × l. 670 × H. 510/910 mm.

- Dossier: L. 650 × l. 670 mm.

- Assise: L. 1300 × l. 670 mm.

- Poids du divan: 80 kg.

- Poids supporté: 300 kg.

- Garantie: 3 ans hors sellerie.

Ref 0028VOG : divan d'examen électrique cardiologie L. 2000 × l. 800 × H. 510/910 mm.

- Dossier: L. 650 × l. 800 mm.

- Assise: L. 1300 × l. 800 mm.

- Poids du divan: 85 kg.

- Poids supporté: 300 kg.

- Garantie: 3 ans hors sellerie.

Couleurs :

56 couleurs disponibles.

[TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN VOG](#)

VOTRE FOURNISSEUR DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS 1920

