

Divan électrique Vog cardiologie 2 plans

Référence 0027VOG+04991



Prix du produit :

3 315,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Divan électrique spécialisé pour la cardiologie.

Réglable en hauteur de 540 à 940 mm. Commande au pied. Disponible en 2 modèles.

Description du produit:

Divan d'examen spécial cardiologie.

Réglable en hauteur de 510 à 910 mm.

Bâti en tube carré époxy.

Équipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.

Sellerie tendue, épaisseur 40 mm.

Dossier proclive (+75°) réglable par vérin à gaz.

Dessous assise et dossier en capot abs blanc.

Porte rouleau (dossier).

Découpe sur le côté gauche de l'assise.

Mousse assise et dossier densité 38 kg/m3.



Comm	ande	au	pied.
••••	٠o	~ ~	P

Moteur classe II.

Ref 0027VOG: divan d'examen électrique cardiologie L. 2000 x l. 670 x H. 510/910 mm.

- Dossier: L. 650 x I. 670 mm.

- Assise: L. 1300 x l. 670 mm.

- Poids du divan: 80 kg.

- Poids supporté: 300 kg.

- Garantie: 3 ans hors sellerie.

Ref 0028VOG : divan d'examen électrique cardiologie L. 2000 x I. 800 x H. 510/910 mm.

- Dossier: L. 650 x I. 800 mm.

- Assise: L. 1300 x I. 800 mm.

- Poids du divan: 85 kg.

- Poids supporté: 300 kg.

- Garantie: 3 ans hors sellerie.

Couleurs:

56 couleurs disponibles.

TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN VOG



DIABOLO CLUB M1 (Aspect Lisse et plastifié, valeur de référence dans le milieu médical)



GINKGO M1 (Aspect granuleux, incontournable best-seller de Cotting)



URBAN M1 (Aspect lisse et unie, cette gamme dynamique d'aspect mat présente un petit grain plat et lisse)





