

# Divan d'examen Fixe Vog

Référence 0033VOG



Prix du produit :

**1 142,35 € taxe inclu**

Description brève du produit :

*Le divan d'examen de Vog dispose d'une sellerie cousue avec bourrelets. Il permet d'accueillir des patients en surpoids jusqu'à 200 kg*

Description du produit :

## DIVAN D'EXAMEN MÉDICAL FIXE VOG

Bâti en tube acier rond, chromé.

Equipé de 4 patins noirs.

Sellerie plate, épaisseur 60 mm.

Dossier réglable par autoblocage mécanique - commande bilatérale.

Déclive dossier de 10°.

Porte rouleau.

Mousse Assise et dossier densité 38 kg/m<sup>3</sup>.

**Ref 0033VOG : L. 2000 × l. 720 × H. 800 mm.**

Dossier: L. 600 × l. 670 mm.

Assise: L. 1300 x l. 670 mm.

Poids du divan: 30 kg.

Poids supporté: 200 kg.

Garantie: 3 ans hors sellerie.

**Ref 0034VOG : L. 2000 x l. 720 x H. 800 mm.**

Bâti en tube acier rond, époxy blanc.

Equipé de 4 patins noirs.

Sellerie cousue avec bourrelets, épaisseur 60 mm.

Dossier réglable par autoblocage mécanique commande bilatérale.

Déclive dossier de 10°.

Porte rouleau.

Mousse Assise et dossier densité 38 kg/m<sup>3</sup>.

Dossier: L. 600 x l. 670 mm.

Assise: L. 1300 x l. 670 mm.

Poids du divan: 30 kg.

Poids supporté: 200 kg.

Garantie: 3 ans hors sellerie.

**Option disponible :**

Réf. 06775 : 2 Fixations + 2 étriers inox

*Couleurs :*

56 couleurs disponibles.

[TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN](#)

[VOG](#)



*Prix affiché avec éco-participation de 1,68 € pour les références 0033VOG et 0034VOG.*