

Abaisse langue en bois Enfant - boîte de 250

Référence 00135



Prix du produit :

3,09 € taxe inclu

Description brève du produit :

Abaisse-langue en bois pour l'auscultation pédiatrique.

Description du produit :

[Abaisse langue](#) bois pour taille enfant

Pour l'examen de la bouche et de la partie moyenne du pharynx des jeunes patients, l'abaisse-langue en bois à usage unique pour enfant est un [instrument de diagnostic](#) essentiel.

Cet abaisse-langue est entièrement adapté aux enfants avec ses bords arrondis et de plus petite dimension que l'[abaisse-langue pour adultes](#) : 114 x 14 x 1,6 mm.

Fabriqu  en bois de bouleau naturel non trait  et enduit de cire pour assurer un aspect poli, l'**abaisse-langue en bois pour enfant** est de couleur naturelle, sans odeur et sans go t pour un meilleur confort du patient. Le bois surfac  et  corc  est rigide et r sistant.

  usage unique et non st rile, il est pratique d'utilisation et  conomique. Mais il peut  tre st rilis    l'oxyde d' thyl ne pour des utilisations plus d licates.

  conserver dans un endroit sec et propre.

Bo te de 250 abaisse-langues.

CE.

