

# ECG BIO CARE IE300 avec interprétation 3 pistes

Référence 06689



Prix du produit :

**495,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Facile à transporter, et doté d'un écran couleur 5 pouces haute résolution, cet **ECG portable 3 pistes** peut vous accompagner partout et est notamment pratique pour vos consultations à domicile. Trois modes d'enregistrements sont possibles: automatique, manuel et rythme et il est équipé de deux modes d'alimentation: sur batterie (4h d'autonomie) ou sur secteur.


**Vendu à l'unité**

Description du produit :

**Un électrocardiographe portable et autonome facile à transporter.**

Cet [ECG](#) ne pèse que 1,3 kg tout équipé et son autonomie sur batterie est de 4 heures. Son écran couleur haute définition de 5 pouces permet une lecture facile des diagrammes et sa mémoire permettant de mémoriser jusqu'à 3000 tracés est très utile pour garder un historique de vos mesures.

Les mesures peuvent être exportées sur clé USB au formats PDF, XML, JPEG et DICOM.



*Ecran d'affichage 5 pouces*

### Caractéristiques de l'ECG :

- **Modes d'enregistrement** : automatique, manuel, rythme (30s à 300s avec analyse de l'intervalle RR)
- **Calcul** des paramètres et interprétation
- **Ecran** couleur 5 pouces haute résolution, 12 dérivations (3x4, 3x4+1R, 6x2, 6x2+1R, 12x1)
- **Papier d'enregistrement** : thermique, 80 mm x 20 m (rouleau)
- **Formats d'impression** : 1x12, 1x12+1R, 3x4, 3x4+1R, 3/2
- **Sensibilité** : Auto, 0.625 mm/mV, 1.25 mm/mV, 2.5 mm/mV, 5 mm/mV, 10/5 mm/mV, 10 mm/mV, 20/10mm/mV, 20 mm/mV, and 40 mm/mV
- **Vitesses d'impression** : 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 mm/s
- **Paramètres de mesure** : Fréquence ventriculaire, Intervalle PR, Temps Limite QRS, Intervalle QT/QTc, Axe P/QRS/T, Amplitude RV5/SV1 et amplitude RV5+SV1
- **Acquisition du signal** : simultané 12 dérivations, 10s à 24s
- **Filtres** : EMG, AC, ligne de base (0.01 à 0.8Hz)
- **Taux d'échantillonnage** : 8000 Hz
- **Filtres passe-bas** : 25, 35, 75, 100, 150, 250Hz
- **Fréquence de réponse** : 0.05 Hz ? 250 Hz
- **Batterie** : lithium rechargeable, 11.1 V/ 2600mAh, jusqu'à 4h d'autonomie
  - **Dimensions** : 281 mm x 191 mm x 59 mm
  - **Poids complet (avec batterie et alimentation secteur)** : 1,3kg

- **Inclus** : câble patient fiches bananes, 4 pinces membres, 6 poires précordiales, 1 mode d'emploi.

**Garantie 5 ans. CE.**

**Commandez votre papier thermique pour votre ECG :**

[Réf. 06694 - Papier ECG NEWTECH CARDIO E3 - Lot de 10 rouleaux](#)