

ECG BIOCARE IE3

Référence 06691



Prix du produit :

1 549,99 € taxe inclu


Description brève du produit :

Électrocardiographe portable complet équipé d'un écran couleur 7 pouces. Peut mémoriser jusqu'à 1500 tracés. 2,5 heures d'autonomie su batterie. Muni d'un clavier alphanumérique en silicone pour un nettoyage simple et rapide. Possibilité d'exporter les résultats sur clé USB ou carte SD. Garantie 2 ans.


Description du produit :

ECG Professionnel portable, autonome et facile à transporter.

Cet électrocardiographe 3 pistes est équipé d'un large clavier en silicone pour saisir facilement les données de vos patients. Il pourra vous accompagner lors de vos consultations à domicile, son autonomie sur batterie est évalué à 2,5 heures. Les tracés peuvent être imprimés sur papier thermique (largeur 80 mm) et mémorisés (jusqu'à 1500 tracés).



Touche de navigation à l'écran



Caractéristiques de l'ECG :

- Modes d'enregistrement : automatique, manuel, rythme (30s à 300s avec analyse)
- Calcul des paramètres et interprétation
- Ecran couleur 7 pouces haute résolution, 12 dérivations (3x4, 3x4+1R, 6x2, 6x2+1R, 12x1)
- Papier d'enregistrement : thermique, 80 mm x 30 m (rouleau), 80 x 90 mm (liasse)
- Formats d'impression : 1x12, 1x12+1R, 3x4, 3x4+1R
- Sensibilité : Auto, 0.625 mm/mV, 1.25 mm/mV, 2.5 mm/mV, 5 mm/mV, 10/5 mm/mV, 10 mm/mV, 20/10mm/mV, 20 mm/mV, and 40 mm/mV
- Vitesses d'impression : 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 mm/s
- Paramètres de mesure : Fréquence ventriculaire, Intervalle PR, Temps Limite QRS, Intervalle QT/QTc, Axe P/QRS/T, Amplitude RV5/SV1 et amplitude RV5+SV1
- Acquisition du signal : simultané 12 dérivations, 10s à 24s
- Filtres : EMG, AC, ligne de base (0.01 à 0.8Hz)
- Taux d'échantillonnage : 8000 Hz
- Filtres passe-bas : 25, 35, 75, 100, 150, 250Hz
- Fréquence de réponse : 0.05 Hz ? 250 Hz
- Batterie : rechargeable au lithium, 14.8 V/ 2200mAh, 2,5h d'autonomie

Dimensions : 324*264*95mm

Poids complet (avec batterie et alimentation secteur) : 2,3kg

ECG Garantie 2 ans

Livré avec : câble patient fiches bananes, 4 pinces membres, 6 poires précordiales, 1 mode d'emploi

Commandez le papier thermique pour votre ECG :

[Réf. 06695 - Papier ECG NEWTECH CARDIO E3PRO - Lot de 10 rouleaux](#)