

ECG Biocare iE12A

Référence 06693



Prix du produit :

1 299,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

ECG 12 pistes avec écran tactile couleur 8,9 pouces. Possibilité d'imprimer les tracés sur feuille A4 pour une lecture optimale des mesures. Clavier alphanumérique en silicone. Autonomie de 3h sur batterie. Possibilité de jusqu'à 3000 tracés. mémoriser Usage professionnel. Relevés exportables sur carte clé USB. mémoire SD ou Cet électrocardiographe est livré avec un boîtier d'acquisition numérique. Garantie 2 ans.


Description du produit:

Éléctrocardiogramme 12 pistes ou surveiller ou évaluer les troubles du rythme cardiaque.

ECG 12 pistes pour diagnostiquer précisément les pathologies cardiaques (tachycardie, bradycardie et autres troubles...). Cet appareil permet d'enregistrer jusqu'à 3000 tracés et peut donc être utilisé dans les établissements de santé ou dans votre salle d'examen médical.

Les tracés peuvent être imprimés sur feuille A4 ou exporter au format PDF. Cet appareil peut fonctionner sur secteur ou sur batterie (autonomie de 3h). Vous pourrez donc facilement le transporter avec vous ou le déplacer d'une chambre à une autre.





Touche de navigation à l'écran - Accès directs par écran tactile

Poignée intégrée escamotable





Boîtier d'acquisition numérique

Caractéristiques de l'ECG:

- Modes d'enregistrement : automatique, manuel, rythme (30s à 300s avec analyse)
- Calcul des paramètres et interprétation
- Ecran couleur tactile 8,9 pouces haute résolution, 12 dérivations
- Papier d'enregistrement : thermique, 210mmx150mmx140p(liasse)
- Formats d'impression : 3*4, 3*4+1R, 3*4+3R; 6*2, 6*2+1R, 6*2+3R; 12*1, 12*1+1R
- Sensibilité: 1.25, 5, 10, 20, 10/5, 20/10, Auto
- Vitesses d'impression : 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 mm/s
- Paramètres de mesure : Fréquence ventriculaire, Intervalle PR, Temps Limite QRS, Intervalle QT/QTC, Axe P/QRS/T, Amplitude RV5/SV1 et amplitude RV5+SV1Acquisition du signal : simultané 12 dérivations, 10s à 24s
- Filtres: EMG (25/35/75/100/150/250Hz), AC (50, 60Hz), ligne de base (0.01 à 0.8Hz)
- Taux d'échantillonnage : 8000 Hz
- Formules QTC : Bazett, Fridercia, Framingham, Hodges
- Filtres passe-bas: 25, 35, 75, 100, 150, 250Hz
- Fréquence de réponse : 0.05 Hz ?250 Hz
- Batterie : lithium, rechargeable, 14.8 V, 4400 mAh, 3h d'autonomie
- Batterie: rechargeable au lithium, 14.8 V/ 2200mAh, 2,5h d'autonomie

Dimensions: 345 mmx260 mmx128.5mm

Poids complet (avec batterie et alimentation secteur): 3,4kg

ECG Garantie 2 ans

Livré avec : boîtier d'acquisition numérique, câble patient fiches bananes (10 fouets), 4 pinces membres, 6 poires précordiales



Commandez le papier thermique compatible :

Réf. 06697 - Papier ECG NEWTECH CARDIO E12PRO - Lot de 10 liasses