


ECG BIO CARE IE-12A 12 PISTES AVEC INTERPRÉTATION - appareil complet

Référence 06693



Prix du produit :

1 324,98 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'ECG Biocare IE-12A 12 pistes avec interprétation combine l'acquisition simultanée des **12 dérivations standard**, un écran tactile de **8,9 pouces** et une autonomie de **3 heures** pour accompagner les examens de routine en cabinet comme en structure de soins.

CE • Écran tactile 8,9 pouces • Mémoire 3000 ECG • Autonomie 3 h

Description du produit :

ECG Biocare IE-12A, 12 pistes et interprétation intégrée

Ce ECG **Biocare IE-12A** réalise l'enregistrement des **12 dérivations standard** et propose une interprétation automatique pour accompagner la lecture initiale. Son écran TFT tactile haute résolution de **8,9 pouces**, avec une inclinaison de **15°**, apporte un affichage confortable pendant l'examen.

Son encombrement réduit permet de l'utiliser facilement d'un espace à l'autre, en consultation, en box ou en chambre. Le clavier alphanumérique complet en silicone avec rétro-éclairage ainsi que l'indication de connexion des électrodes contribuent à fluidifier la prise en main.

La batterie incorporée assure jusqu'à **3 heures** d'autonomie et la mémoire intégrée peut conserver jusqu'à **3000 ECG**. Idéal pour cabinets médicaux, services de cardiologie, cliniques, centres de santé et infirmiers intervenant en structure.

Points forts

- **Interprétation automatique** : apporte une aide à la première lecture du tracé et favorise une présentation homogène des examens courants.
- **Écran tactile haute résolution 8,9 pouces** : facilite l'observation des courbes durant l'acquisition, avec une inclinaison à 15° pour plus de confort visuel.
- **ECG 12 pistes** : enregistre simultanément les 12 dérivations standard pour répondre aux besoins des examens de routine et des usages en service.
- **Batterie intégrée** : offre jusqu'à 3 heures d'autonomie pour les déplacements entre plusieurs salles ou une utilisation mobile sur chariot.
- **Interfaces de connexion multiples** : LAN, USB, carte SD et VGA permettent d'adapter le transfert et l'archivage des données à l'organisation du site.
- **Fonctions d'assistance** : détection pacemaker, repérage de la connexion des électrodes et analyse des troubles du rythme soutiennent le déroulement de l'examen.

Caractéristiques techniques

Marque : BIOCARE

Fabricant : Biocare

Type de produit : ECG 12 pistes avec interprétation

Écran : TFT tactile haute résolution 8,9 pouces

Inclinaison écran : 15°

Fonctionnement : numérique

Alimentation : secteur et batterie incorporée

Autonomie : 3 heures

Fréquence : 0,05 à 250 Hz

Mémoire : jusqu'à 3000 ECG

Stockage : mémoire locale, carte SD, clé USB

Formats disponibles : Biocare, XML, DICOM, JPG, PDF

Connectivité : LAN, USB, carte SD, VGA, WiFi en option

Analyse : manuelle et automatique

Fonctions : détection pacemaker, détection des troubles du rythme, mode Cabrera, revue des formes d'onde figées jusqu'à 300 s, analyse R-R jusqu'à 300 s

Clavier : alphanumérique complet en silicone avec rétro-éclairage

Dimensions : 345 x 260 x 128,5 mm

Poids Net : 3,4 kg

Conditionnement : appareil livré complet

Pièces de rechange : câble patient, pinces membres, poires précordiales, papier ECG

Garantie : 2 ans sauf câbles, accumulateurs et autres accessoires

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

L'appareil est livré avec 1 boîtier d'acquisition numérique, 1 câble patient fiches bananes à 10

fouets, 4 pinces membres, 6 poires précordiales, 1 liasse de papier et 1 manuel d'utilisation.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'installation, les électrodes ECG participent à la qualité du contact cutané lors de l'enregistrement. Les câbles & accessoires pour ECG sont utiles pour le renouvellement du matériel, tandis que les papiers pour ECG facilitent l'édition des tracés.

JJ/26