

ECG Biocare IE6

Référence 06692



Prix du produit :

1 719,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

ECG 6 pistes avec écran tactile couleur 8 pouces. Autonomie de 3h sur batterie. Possibilité de mémoriser jusqu'à 3000 tracés. Usage professionnel. Relevés exportables sur carte mémoire SD ou clé USB.


Description du produit :

ECG 6 pistes pour un diagnostic précis

[Électrocardiogamme](#) portable (2,5 kg) doté d'une autonomie de 3h. Équipé d'un module d'acquisition numérique. Les tracés peuvent être imprimés sur [papier d'enregistrement thermique](#) large (110 mm).

Doté d'un large écran couleur et tactile de 8 pouces en haute résolution. 12 dérivations.

Les données peuvent être exportées sur carte SD ou clé USB au format PDF, XML, JPEG et DICOM.



Caractéristiques de l'ECG :

- **Modes d'enregistrement** : automatique, manuel, rythme (30s à 300s avec analyse)
- **Calcul** des paramètres et interprétation
- **Ecran couleur tactile** 8 pouces haute résolution, 12 dérivation
- **Papier d'enregistrement** : thermique, 110 x 140 mm (liasse)
- **Formats d'impression** : 3x4, 3x4+1R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+1R
- **Sensibilité** : 1.25, 5, 10, 20, 10/5, 20/10, Auto
- **Vitesses d'impression** : 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 mm/s
- **Paramètres de mesure** : Fréquence ventriculaire, Intervalle PR, Temps Limite QRS, Intervalle QT/QTc, Axe P/QRS/T, Amplitude RV5/SV1 et amplitude RV5+SV1
- **Acquisition du signal** : simultané 12 dérivation, 10s à 24s
- **Filtres** : EMG (25/35/75/100/150/250Hz), AC (50, 60Hz), ligne de base (0.01 à 0.8Hz)
- **Taux d'échantillonnage** : 8000 Hz
- **Formules QTc** : Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges
- **Filtres passe-bas** : 25, 35, 75, 100, 150, 250Hz
- **Fréquence de réponse** : 0.05 Hz ? 250 Hz
- **Batterie** : rechargeable au lithium, 14.8 V/ 2200mAh, 3h d'autonomie
- **Dimensions** : 257*291*106mm
- **Poids complet** (avec batterie et alimentation secteur) : 2,5kg
- **Inclus** : Boîtier d'acquisition numérique, câble patient fiches bananes (10 fouets), 4 pinces membres, 6 poires précordiales

ECG Garantie 2 ans. CE.

Commandez le papier thermique pour votre ECG :

[Réf. 06696 - Papier ECG NEWTECH CARDIO E6PRO - Lot de 10 liasses](#)