

Doppler Foetal SD EDAN

Référence 06704



Prix du produit :

172,38 € taxe inclu

Description brève du produit :

Doppler à ultrasons équipée d'une sonde de 3Mhz pour une utilisation domestique ou professionnelle. Haut parleur intégré.

Description du produit :

Doppler foetal de poche

Dernière innovation de chez EDAN, le SD1, **doppler de poche tout-en-un**, fait partie de la [gamme des dopplers à ultrasons](#) EDAN. En comparaison avec les techniques conventionnelles qui utilisent les ondes pulsées, le SD1 franchi la barrière technique des angles de sonde ainsi que la profondeur du coeur foetal.

L'utilisateur peut localiser les battements du coeur foetal plus rapidement et plus facilement. Le niveau de rayonnement extrêmement faible rend son utilisation plus sûre et plus confortable.

Le SD1 peut être utilisé aussi bien dans un environnement professionnel que domestique, ce qui lui confère une utilisation universelle.

Caractéristiques du doppler SD1 :

- Design tout-en-un
- Haut-parleur intégré
- Affichage digital du RCF
- Ecran tactile

- Bluetooth intégré
- Volume ajustable

- Suivi du développement de bébé possible via l'application Android ou IOS
- Sonde intégrée de 3 MHz
- Piles AA pour une utilisation simplifiée
- Mise hors tension automatique
- Technologie par ondes pulsées

Garantie 3 ans. CE.