

Moniteur patient SPO2 + NIBP + TEMPERATURE IM3 - Ecran tactile - EDAN

Référence 06707



Prix du produit :

2 229,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Moniteur de contrôle des paramètres vitaux avec module de température. Permet de mesurer ponctuellement ou en mode suivi continu les fonctions vitales de votre patient.

Description du produit :

Moniteur de de contrôle des paramètres vitaux IM3 EDAN avec module température.

[TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE DU MONITEUR DE SURVEILLANCE EDAN IM3](#)

Ce modèle intègre le module température. [Pour le moniteur de contrôle sans module cliquez-ici.](#)

En combinant la modernité d'un design ultra fin à un large écran tactile et un accès direct aux principales fonctions, le moniteur iM3 prend l'avantage et se présente comme la **nouvelle génération des moniteurs de contrôle des paramètres vitaux.**

Peut être utilisé comme un **moniteur SPOT** pour les prises de mesures ponctuelles, mais aussi comme un véritable **moniteur de surveillance continue.**

- **Utilisation quotidienne** lors des visites en chambre.
- **La liste de travail** peut être facilement chargée via un port USB ou téléchargée à partir du système EMR.
- **La liste des patients** établie selon un code couleur permet une vision intuitive du statut du patient.
- **Surveillance en continu** des patients avec des données en temps réel, des alarmes en temps réel et un historique des tendances.
- **Vérifications ponctuelles**, telles que les consultations externes, les urgences, etc.
- Seules les **fonctions vitales** en temps réel nécessaires sont affichées, aucune alarme ne sera vue ou entendue.
- **Design ultra fin** à un large écran tactile et un accès direct aux principales fonctions
- **Doté de toutes les options nécessaires**, telles que : PNI, Température Tympanique (IR) et rapide (Quick Temp) et de modes de travail différenciés

Garantie 2 ans. CE.

LD médical.fr

8"
Ecran Tactile

No-fan Design LAN DHCP WiFi Built-in USB&OTG Barcode Scan

Alarmer Visuelle visible à 360°

Accessoires Intégrés

<2.5 kg

Très Léger & Ultra Fin

de codes-barres intégré

TEMP Options

Mémoire Intégrée
Mode Spot & Round
16,000,000 Mesures

Mode Monitoring (pour chaque dossier patient)

200 Alarmes	1200 Mesures PNI	120 h Tendances
-------------	------------------	-----------------

Mémoire intégrée
16 000 000 MESURES

Mode Monitoring
(pour chaque dossier patient)

200 ALARMES

1200 MESURES PNI

120h TENDANCES

A propos d'EDAN, fabricant de [moniteurs de surveillances](#) :

EDAN est une société du domaine de la santé qui se consacre à l'amélioration de la condition humaine dans le monde entier en proposant des services et des produits médicaux de haute

qualité, innovants et à forte valeur ajoutée. Depuis plus de 20 ans, EDAN propose une gamme complète de solutions médicales qui répondent à un large éventail de pratiques de soins,