

# Oxymètre de pouls PC-60F

Référence 06739



Prix du produit :

**28,99 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Oxymètre de pouls haut de gamme anti-choc et résistant à l'eau. 2 modes de mesures : SPOT CHECK (30 secondes) ou surveillance continue. Cet oxymètre permet d'afficher le pourcentage SpO2, indice de perfusion, fréquence cardiaque, barre graphe pulsation, pléthysmogramme.

Description du produit :

[Oxymètres de pouls](#) haut de gamme.

Utilisation sur patients adultes et pédiatriques en cabinet ou à domicile .

Ecran bicolore OLED avec indication du % de SpO2, fréquence cardiaque, indice de perfusion, barre graphe de pulsation, pléthysmogramme . Écran orientable avec 4 modes d'affichage : SpO2, indice de perfusion, fréquence cardiaque, barre graphe pulsation, pléthysmogramme.

**Les avantages de l'oxymètre PC-60F**

- Design spécial résistant aux chocs et à l'eau
- Enregistrement des 12 dernières mesures
- Alarmes réglables visuelles et sonores, haute et basse pour SpO2 et fréquence cardiaque
- Mode « spot check » : interprétation des valeurs au bout de 30 secondes
- ON/OFF automatique
- Indication d'usure des piles
- Résistant aux éclaboussures d'eau

## Caractéristiques techniques :

- **Dimensions** : L 60 x l 33 x h 30 mm
- **Poids** : 60 g (avec piles)
- **SpO2** :

Transducteur : LED capteur avec longueur d'onde dualém

Gamme de mesure : 35 % ? 100 %

Précision : ? 3 % de 70 % à 100 %

- **Fréquence de pouls** :

Gamme de mesure : 30bpm ? 240bpm

Précision :  $\pm 2$ bpm ou  $\pm 2\%$  (le plus grand)

- **Alimentation** : 2 piles LR03 AAA - 3.0 V DC - ? 40mA
- **Indice de perfusion (PI)** : Gamme d'affichage : 0% ? 20%

- **Conditions optimales d'utilisation** :

T°C : 5°C ? 40°C

Stockage : -20°C ? +60°C

Humidité ambiante : 30% ? 80%

- **Inclus** : 2 piles type LR03, 1 dragonne, 1 pochette, 1 notice, 1 certificat de qualité

**Garantie : 2 ans. CE.**

## Comment utiliser un oxymètre ?

Lien vidéo tuto [ici](#) !