

# Pèse-personne électronique double affichage SECA 878 DR

Référence 06762



Prix du produit :

**406,98 € taxe inclu**

Description brève du produit :

[Le pèse-personne](#) SECA 878 DR a été spécialement développée pour les médecins. Sa durabilité est assurée par une fabrication très haut de gamme qui lui confère une grande solidité pour une utilisation intensive. Idéale pour équiper votre salle d'examen où les visites des patients se succèdent. Pratique ! Les 2 écrans d'affichage pour une lecture simultanée patient / médecin.

Description du produit :

## **Un pèse-personne électronique conçu pour votre cabinet médical !**

La balance seca 878 dr est spécialement conçue pour une utilisation dans les cabinets médicaux. Son double affichage numérique LCD lisible sous deux angles différents et sa commande au pied font de cette balance plate l'outil idéal pour chaque utilisation médicale. Suffisamment légère pour pouvoir être utilisée dans différentes salles de soin et suffisamment solide pour résister durablement, ce produit témoigne de la haute qualité seca.

Résultats précis.

Un matériel médical moderne tel que la Seca 878 Dr ne peut être comparé à aucune autre balance traditionnelle. Cette balance spécialement conçue pour les médecins est soumise à des exigences très strictes durant le processus de fabrication, elle fournit des données précises et particulièrement fiables. Elle séduit en outre par son excellent rapport qualité / prix.

## Fonctions diverses et utiles.

Grâce au double affichage numérique LCD, les résultats de mesure sont lisibles sous deux angles différents. Les touches de mise en service et d'arrêt situées sur la partie avant de la balance et activables à l'aide du pied préserveront votre dos. La fonction TARE-mère permet quant à elle de peser les enfants en bas âge sans aucun stress dans les bras d'un adulte. Ces fonctionnalités, combinées à un design compact et moderne font de la Seca 878 Dr la balance idéale des médecins.

## Marquage personnalisé.\*

Qualité, fonctionnalité et modernité font la renommée d'un produit. C'est pourquoi la balance seca 878 dr est dotée d'une étiquette repositionnable mentionnant son statut de « balance homologuée pour un usage médical ». Elle met en évidence la qualité haut de gamme et la conformité du produit tout en insistant sur le professionnalisme de l'utilisateur. Cette mention rassure les utilisateurs quant à la précision des valeurs mesurées. L'étiquette est en outre personnalisable.

## Comment personnaliser votre étiquette ?

Il suffit de remplir le champs "texte à graver" et d'ajouter le produit au panier. Si vous ne souhaitez pas de gravure indiquer dans le champs la mention "aucune gravure".

## Caractéristiques techniques de la [balance électronique](#) SECA 878 dr :

- **Capacité** : 200 kg
- **Graduation** : 100 g 150 kg > 200 g
- **Dimensions** (LxHxP) : 321 x 61 x 361 mm
- **Dimensions de la plateforme (LxHxP)** : 288 x 60 x 280 mm
- **Poids** : 4,1 kg
- **Alimentation** : piles, adaptateur secteur seca 447 (en option)
- **Fonctions** : TARE-mère, HOLD, extinction automatique
- **En option** : étiquette personnalisable seca 478

**Garantie : 3 ans. CE.**

