

# Pèse-personne électronique avec affichage séparé SECA 899

Référence 06763



**Prix du produit :**

**641,57 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Grâce à son module d'affichage séparé et à son cadran à grands chiffres, la [balance](#) électronique **SECA 899** permet une lecture simple et rapide. Sa forme extra-plate et son poids plume (seulement 3,9 kilos) facilite son transport, et ainsi, vos déplacements.

**Description du produit :**

## **Un pèse-personne électronique ultra-plat avec module d'affichage séparé !**

L'usage médical requiert une flexibilité maximale, et des détails conçus pour une pesée plus simple, plus rapide et plus fiable. Des exigences auxquelles le modèle SECA 899 répond parfaitement : poignée de transport, forme plate et compacte, module d'affichage séparé, et des fonctions utiles telles que le BMI et la fonction HOLD ou TARE.

### **Lecture aisée du poids grâce au module d'affichage séparé.**

Le module d'affichage et le plateau de la balance SECA 899 sont reliés par un câble de 2,25 m. L'avantage : le module d'affichage de la balance peut être posé à part sur une table ou accroché au mur à hauteur des yeux pour une lecture confortable. La pesée est tout aussi accessible aux personnes souffrant d'un handicap moteur qui peuvent monter sans difficulté sur le plateau.

**Stabilité assurée, même sur des surfaces inégales.**

Les larges pieds réglables du plateau en assurant la stabilité sur tous les sols. La face inférieure de l'unité d'affichage et de commande séparée est dotée de petits plots de caoutchouc qui l'empêchent de glisser sur les surfaces lisses. Chaque fonction est repérée par un marquage qui garantit une manipulation rapide et correcte, même pour un utilisateur peu expérimenté. Le rangement de la balance SECA 899 est tout aussi simple grâce à sa petite taille et à son poids relativement léger.

### **Pesée confortable avec fonctions essentielles.**

Le modèle SECA 899 dispose de toutes les fonctions fréquemment utilisées : la fonction BMI pour déterminer le statut nutritionnel, la fonction HOLD pour l'affichage permanent des résultats et la fonction TARE pour la déduction d'un poids additionnel (lors de la pesée des enfants en bas âge dans les bras de leurs parents par exemple). La lecture du résultat de la mesure est des plus simples grâce à la taille des chiffres du module d'affichage séparé dont l'inclinaison est réglable à volonté. Le revêtement est lavable avec tous les produits de nettoyage courants.

### **Caractéristiques techniques**

- **Capacité** : 200 kg
- **Graduation** : 100 g 150 kg > 200 g
- **Dimensions de la balance (LxHxP)** : 313 x 58 x 315 mm
- **Dimensions du module d'affichage (LxHxP)** : 205 x 75 x 48 mm
- **Poids** : 3,9 kg
- **Alimentation** : piles, bloc secteur en option
- **Longueur de câble** : 2,25 m
- **Fonctions** : BMI, TARE, HOLD, extinction automatique

**Garantie : 2 ans. CE.**

