

# Pèse-bébé électronique SECA 385 - 2 en 1 grande capacité - Classe médicale III

Référence 06759



Prix du produit :

**733,99 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Multifonctionnel, le pèse-bébé électronique **SECA 385** peut aussi bien être utilisé en tant que pèse-bébé qu'en tant que pèse-personne pour enfants grâce à sa nacelle amovible. Son design extra-plat et son poids plume facilite son transport lors de potentiels déplacements. Il est également doté de nombreuses fonctions, notamment une prise de lait BMIF.

Description du produit :

**Un pèse-personne pour les bébé et les enfants.**

Utilisation à domicile, dans les cabinets de consultation et dans les maternités : le contrôle fiable du poids d'un enfant est décisif pour un bon départ dans la vie. La balance multifonctionnelle SECA 385 a été mise au point sur la base de considérations pratiques. Elle peut servir à la fois de pèse-bébé et de pèse-personne plat pour enfants en bas âge.

**Balance multifonctionnelle : pèse-bébé et pèse-personne plat pour enfants.**

La nacelle de la balance SECA 385 permet de peser les bébés commodément et en toute sécurité. Grâce à ses formes arrondies et à ses bords relevés, le bébé s'y sent bien et peut être pesé en douceur. En ôtant la nacelle du support on obtient un pèse-personne plat électronique d'une capacité de 50 kg.

## **Blocage de la nacelle pour une pesée en toute sécurité.**

Il suffit d'un geste pour transformer le pèse-bébé en un pèse-personne plat : en appuyant sur une touche, on débloque la jonction entre la nacelle et le support. En position verrouillée, la nacelle reste fixée au support et le pèse-bébé peut être soulevé et transporté sans problème.

## **Touches de commande fonctionnelles conçues pour une utilisation intuitive.**

La balance multifonctionnelle SECA 385 est dotée de touches de commandes permettant une utilisation intuitive ne nécessitant pas d'explication. La fonction HOLD mémorise le résultat de la pesée et permet ainsi de s'occuper d'abord du bébé avant d'en noter le poids. Pour une pesée fiable, le poids des langes ou d'un drap doux peuvent être déduits à l'aide de la fonction TARE. La fonction BMIF permet de déterminer la quantité de lait ingérée par le nourrisson lors de l'allaitement.

Il suffit en effet d'appuyer sur une touche pour que le résultat de la pesée du nourrisson avant l'allaitement soit mémorisé et soustrait de celui de la pesée après l'allaitement.

## **Construction robuste pour un transport sans problème.**

La construction compacte et robuste de la balance SECA 385 la prédestine à une utilisation quotidienne professionnelle mobile pour le suivi médical des petits. L'électronique économe permet jusqu'à 10.000 pesées avec un seul jeu de piles et assure donc l'autonomie et la mobilité de cette balance.

## **Caractéristiques techniques du pèse bébé SECA 385 :**

- **Capacité** : 50 kg
- **Graduation** : 20 g 20 kg > 50 g
- **Dimensions (LxHxP)** : 552 x 165 x 362 mm
- **Dimensions de la nacelle (LxHxP)** : 525 x 80 x 250 mm
- **Dimensions de la plateforme (LxHxP)** : 280 x 65 x 235 mm
- **Poids** : 2.8 kg
- **Alimentation** : Piles
- **Fonctions** : TARE, BMIF, auto-HOLD, extinction automatique

**Garantie 2 ans. CE.**

