

# Toise mobile démontable avec stadiomètre - SECA 213

Référence 01032



**Prix du produit :**

**185,00 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Toise stadiomètre adapté à une utilisation mobile, lorsque le personnel soignant est itinérant pas exemple. Cette toise peut être mise en place rapidement et en toute sécurité quelque soit l'emplacement choisi. Sans fixation murale.

**Description du produit :**

## **Toise mobile sans fixations murales !**

Le stadiomètre seca 213 convient parfaitement à une utilisation mobile, par exemple pour mesurer la taille d'enfants ou de jeunes lors d'examens médicaux scolaires, pour l'utilisation par le personnel soignant itinérant, mais aussi pour les cabinets médicaux et les services hospitaliers pédiatriques. De plus, le stadiomètre seca 213 se prête à la prise de mesure des patients ambulatoires, car ses éléments démontables se transportent très facilement.

**Montage rapide et aisé sans fixation murale.**

La [toise](#) du stadiomètre seca 213 se compose de plusieurs éléments qui s'assemblent facilement et se montent sur la base avec peu de manipulations. Une fixation supplémentaire à un mur, est superflue.

**Le stadiomètre se pose partout.**

Le stadiomètre seca 213 est destiné à être mis en place en toute sécurité quelque soit l'emplacement choisi, parce que sa grande plaque de base lui confère une grande stabilité et une excellente fiabilité. Ces propriétés en font l'instrument de mesure idéal pour tous ceux qui l'utilisent de manière ambulante.

### **Relevé précis des mesures.**

Le grand appuie-tête facilite largement le réglage. Les cadrans fixés sur les cotés de la toise permettent la lecture même pendant la prise de mesure et garantissent ainsi un résultat très précis jusqu'à une taille corporelle de 205 cm.

### **Pratique et maniable pour le transport.**

Facile d'utilisation, non seulement parce que la toise se démonte en un tour de main, mais aussi grâce à la poignée qui rend le stadiomètre très maniable et permet de l'emporter partout avec soi.

### **Caractéristiques techniques de la toise SECA 213 :**

- Plage de mesure : 20 – 205 cm
- Graduation : 1 mm
- Dimensions du stadiomètre (LxHxP) : 337 x 2.130 x 590 mm
- Dimensions du stadiomètre démonté (LxHxP) : 337 x 177 x 624 mm
- Poids : 2,4 kg

**CE.**



[Consultez également notre gamme de pèse-personnes mécaniques ou électroniques](#)