

Toise mécanique télescopique murale - SECA 222

Référence 06765

Prix du produit :

185,00 € taxe inclu



Description brève du produit :

Toise murale professionnelle en aluminium pour une mesure précise de la taille. Toise télescopique à à grande plage de mesure.

Description du produit :

Une toise pour les professionnels de santé.

- Spécialement conçue pour le montage mural, cette toise indique la taille au millimètre près.
- Son large curseur ainsi que la butée de talon en font un instrument parfaitement professionnel.
- La construction télescopique permet une lecture commode du résultat de la mesure : à partir d'une valeur de 130.5 cm, la taille est lue au niveau d'un repère placé à cette hauteur.
- Par sécurité, le curseur peut être rabattu lorsque la toise n'est pas utilisée.
- Toise télescopique mécanique à grande plage de mesure
- Butée de talon assurant un positionnement exact et des résultats précis
- Conçue pour une fixation murale

Caractéristiques techniques de la toise SECA 213 :

- Toise en aluminium
- Toise résistante à l'abrasion, fabriquée avec un procédé d'impression en sérigraphie de qualité
- Poids net 1,1 kg
- Plage de mesure 6 - 230 cm
- Largeur du produit 308 mm
- Hauteur du produit 2.320 mm
- Profondeur du produit 286 mm

CE.



[Consultez également notre gamme de pèse-personneS mécaniques ou électroniques](#)

