


Toise bébé pliable mobile - SECA 417

Référence 02279



Prix du produit :

188,70 € taxe inclu

Description brève du produit :

Toise pour bébé pliable légère, peu encombrante et stable, idéale pour une utilisation mobile. Plage de mesure : 10 - 100 cm avec une graduation de 1 mm.

Description du produit :

Une toise pliable et légère pour mesurer la taille des bébés.

[Toise pour bébé](#) avec curseur extra-large. Montage mural possible.

L'une des tâches principales des unités de soins pédiatriques est de pouvoir déterminer les problèmes de croissance aussi rapidement que possible.

C'est uniquement après avoir déterminé les problèmes que des traitements adaptés peuvent être mis en oeuvre afin d'éviter les maladies liées à ces problèmes.

Seuls des résultats précis peuvent conduire à un diagnostic correct : afin de pouvoir contrôler la croissance annuelle d'un enfant (élément essentiel pour procéder à l'évaluation dynamique de sa croissance), les résultats doivent être précis au cm près. Cette précision est uniquement possible grâce à l'utilisation d'instruments de mesure modernes et pratiques signés seca.

Caractéristiques techniques de la toise bébé SECA 417 :

- Plage de mesure : 10 – 100 cm
- Graduation : 1 mm
- Dimensions (LxHxP) : 1,047 x 120 x 30 mm
- Poids : 810 g
- Impression de qualité supérieure sur une toise indéchirable

- Appuie-tête et appui pieds verrouillables pour procéder à la mesure des bébés et des bambins qui commencent à marcher

CE.



[Consultez également notre gamme de pèse-personnes mécaniques ou électroniques](#)