

Cabinet médical complet INOX - divan d'examen, tabouret et marchepied 2 marches

Référence 08116



Prix du produit :

499,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Ensemble de mobilier médical complet pour équiper votre salle d'examen dans votre cabinet médical.

Composé d'un divan d'examen avec porte rouleau amovible, d'un tabouret réglable et d'un marchepied 2 marches.

Description du produit:

Un équipement mobilier médical complet pour votre salle d'examen.

Cet ensemble compte est une solution économique pour équiper votre cabinet médical. La sellerie résistante et confortable allié à l'inox en font un ensemble facile à entretenir.

Cet ensemble de mobilier est composé de :

1 divan d'examen inox coloris noir :

_Avec système de démontage rapide et têtière réglable avec crémaillère automatique haute résistance

Têtière et siège rembourrés de mousse très haute densité (30 kg/m3), dont l'épaisseur est de 5 cm, recouverts de tissu plastifié

Lavable ignifugé (classement de résistance au feu : M1)



Avec porte rouleau (pour draps d'examen) amovible (pour rouleaux de 50 cm de large) positionnable à la tête ou aux pieds

Charge maximum: 150 kg

1 tabouret coloris noir

Assise ø: 38 cm, ép.: 6,5 cm, rembourrée en mousse très haute densité, Piètement en plastique noir à 5 branches ø : 60 cm, très stable avec roulettes doubles Hauteur ajustable par simple pression et par piston à gaz

Variation de la hauteur de 48 à 67 cm

Charge maximum: 150 kg

1 marchepied 2 marches

Structure en tube d'acier inoxydable Marche(s) recouverte(s) de matière plastique antidérapante

Charge maximum: 150 kg



