

# Flacon pissette avec bouchon rouge compte-goutte

Référence 01527



Prix du produit :

**1,79 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Description du produit :

**Flacon pissette Comed avec bouchon rouge** : dispositif permettant la contenance de produit liquide.

En polyéthylène haute pression pour les modèles 30, 60 et 100 ml et en polyéthylène basse pression pour les modèles 250 et 500 ml. Avec compte-goutte.

Peut être nettoyé avec un désinfectant dilué.

Marquage PE.

*Différentes tailles :*

- **30 ml** : h 70 x Ø 31 mm
- **60 ml** : h 83,5 x Ø 36,5 mm
- **100 ml** : h 95 x Ø 44 mm
- **250 ml** : h 127 x Ø 61 mm
- **500 ml** : h 159 x Ø 76 mm