

Divan d'examen epoxy blanc Holtex

Référence 06752



Prix du produit :

431,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Ce divan d'examen propose un excellent rapport qualité/prix. Il ne fait aucun compromis sur le confort avec une mousse de 6cm d'épaisseur très haute densité (30 kg/m3). Disponible de noir ou en lavande.

Description du produit :

Un [divan d'examen](#) fixe économique et de qualité.

Excellent rapport qualité/prix

- Structure en tube carré (50 x 30 mm) en acier laqué époxy blanc
- Ajustage de la tête jusqu'à +75° par 2 crémaillères mécaniques autobloquantes
- Matelas en simili cuir
- Coloris unique noir
- Tête et siège rembourrés de mousse, d'une épaisseur de 6 cm et très haute densité (30 kg/m3) et recouverts de tissu plastifié lavable, ignifugé (classement de résistance au feu : M1)
- Dimension : 190 x 62 x 70 cm
- Charge maximum : 150 kg
- Porte rouleau amovible positionnable à la tête ou aux pieds
- Différents coloris disponibles : Noir et lavande.

Système de montage rapide.

Garantie : 12 mois.

Produits complémentaires aux tables d'examen :

[Consultez également notre gamme complète de draps d'examen](#)