

# Tabouret roulant 5 branches pour salle d'examen

Référence 06754



**Prix du produit :**

**125,00 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Un tabouret robuste pour votre cabinet médical qui traversera sans souci les années. Équipé de 5 roulettes pivotantes. Charge maxi : 150 kg.

**Description du produit :**

**Tabouret Holtex,**

Tabouret avec structure 5 branches ABS diamètre 58cm

5 roulettes pivotantes à clipser

1 piston gaz hauteur variable min 53 cm/maxi 70 cm

1 assise mousse 30kg/M3 diam 43 cm avec platine aciser vissée

Charge 150 kg

Coloris Lavande