

Tensiomètre électronique Omron EVOLV connecté au bras

Référence 06772



Prix du produit :

159,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Tensiomètre bras sans fil (aucun tube ni tuyau) connecté. Tensiomètre nouvelle génération développé par la célèbre marque Omron. Avec son design moderne, cet appareil à tension est idéal pour les personnes habituées aux déplacements.

Description du produit :

Un tensiomètre électronique sans fil nouvelle génération

Révolutionnaire : le premier tensiomètre brassard « tout en un », écran intégré, connecté et avec brassard Intelli Wrap

- **Facile à utiliser** : Aucun tube, ni tuyau, ni fil : facile à utiliser
 - **Brassard** avec technologie exclusive Intelli Wrap (capteur à 360°), préformé 22-42 cm (ML)
 - **Connecté** via OMRON connect avec application mobile pour iPhone & Android.
 - **Design** résolument moderne
 - **Validation clinique** femmes enceintes/pré-éclampsie
 - **Détection** des arythmies cardiaques
 - **Affichage** de la pression systolique, diastolique et du pouls.
 - **100 mémoires** dans l'appareil et nombre de mesures illimité dans l'application
-
- **Technologie** : BlueTooth

- **Brassard** : 22 - 42 cm adulte & obèse.
- **Technologie** : sans tube et sans câble.
- **Brassard Intelli Wrap**, la mesure de la tension est fiable quelle que soit la position du brassard autour du bras.
- **Système Intellisense** : calcul de la tension pendant le processus de gonflage avec une pression adaptée.
- **Fonctions** : Indicateur de battement irrégulier, Indicateur d'installation correcte, Détection de mouvements, Date et heure
- **Inclus** : 1 manuel d'utilisation, une boîte de rangement et 4 piles AAA 1,5V

Idéal pour les personnes "nomades", EVOLV permet de mesurer la tension artérielle à la maison ou en voyage. Et parfait pour les futures mamans (validation clinique spécifique).

Mode d'emploi du tensiomètre EVOLV

Ultra facile et pratique de mesurer sa tension artérielle :

- Placez le brassard autour de votre bras.
- Appuyez sur le bouton START.
- Commencez à contrôler votre tension artérielle.
- Visualisez clairement votre tension grâce à l'écran Haute Définition OLED, même la nuit.

L'EVOLV peut transférer vos mesures sur votre smartphone, vous permettant ainsi de suivre vos résultats, de surveiller votre évolution et de mieux comprendre les données relatives à votre santé au fil du temps

Garantie 5 ans. CE.


Présentation vidéo du tensiomètre électronique EVOLV OMRON



EVOLV

**Le tensiomètre qui fait tout
le travail pour vous.**

Placez le tensiomètre autour de votre bras.
Appuyez sur le bouton START.
Commencez à contrôler votre tension artérielle.



- ✓ Garantie 3 ans
- 🔋 4 piles AAA (incluses)
- 📶 Connectivité Bluetooth
- 📺 Écran OLED HD intégré
- 🌀 Taille du brassard : De 22 à 42 cm
- 🍃 Poids : 240 g
- 📏 Dimensions : 120 x 85 x 20 mm (sans brassard)
- 📦 Mémoire interne pour 100 valeurs

Rien de plus simple. Aucun effort à faire.

Aucun tube. Aucun câble. Facile et pratique.

Il suffit d'appuyer sur START. EVOLV mesure votre tension artérielle en quelques secondes et l'envoie sur votre téléphone. Asseyez-vous simplement et laissez-le travailler.



Pas besoin de deuxième lecture.

Des résultats auxquels vous pouvez vous fier.

Avec les brassards standard, 1 personne sur 3 mesure sa tension artérielle de façon incorrecte. La technologie de brassard Intelli Wrap d'EVOLV garantit une précision à 360° dans n'importe quelle position autour de la partie supérieure du bras.¹

Les données relatives à votre santé – disponibles à tout moment.

Agissez pour comprendre votre santé.

L'application OMRON connect vous aide à comprendre vos mesures. Vous pouvez suivre les évolutions et identifier les variations concernant vos résultats. Partagez facilement vos données avec Apple Health (iOS uniquement) ou exportez vos résultats dans d'autres applications pour votre usage personnel, et faites du suivi de vos données de santé un acte routinier de votre journée.



[Consultez notre gamme complète de tensiomètres](#)