

# Défibrillateur Colson Auto NSI automatique

Référence 06493



Prix du produit :

**1 936,98 € taxe inclu**

Description brève du produit :

**Défibrillateur automatique cardiaque** équipé de la nouvelle génération de fonctions intelligentes et multiples facilitant l'utilisation de l'appareil ainsi que la maintenance. Grâce à son guidage vocal et visuel simple et efficace, ce défibrillateur peut être utilisé par tous et pourra équiper les locaux ou lieux accueillant du public. Garantie 5 ans.

Description du produit :

**Un défibrillateur automatique accessible à tous.**

Des fonctions intelligentes intégrées pour mieux aider l'intervenant et faciliter la maintenance.

Ajustement automatique du volume sonore du guidage en fonction de l'environnement.

Indications sur la qualité des compressions thoraciques lors de la réanimation cardio-respiratoire.

Électrodes pré-connectées sur le défibrillateur d'urgence, les électrodes sont déjà prêtes à l'emploi.

Indication de la péremption des électrodes et prévention de la réutilisation accidentelle.

Indicateur du niveau de charge de la batterie.

**Possibilité de stocker des données (jusqu'à 5 interventions) sur une carte SD pour leur transfert et étude sur PC.**

Appareil conforme aux exigences de la réglementation applicable.



## Quels sont les points forts du [défibrillateur cardiaque Auto-NSI de Colson](#) ?

- Défibrillateur externe automatique.
- En cas d'urgence, possibilité de passer du mode «adulte» au mode «enfant» sans changement d'électrodes.
- Barrette de sécurité évitant un changement de mode accidentel.
- Écran LCD donnant des indications sur : marche ou arrêt, qualité de la mise en place des électrodes, péremption des électrodes ou réutilisation accidentelle, état de la batterie.
- Le volume sonore du guide vocal s'ajuste automatiquement en fonction du niveau de bruit ambiant.
- Délivrance automatique du choc après un message d'avertissement.
- Indication sur la qualité de la Réanimation Cardio Respiratoire.
- Transfert des données enregistrées (maxi. 3 heures) par infrarouge ou carte SD.
- Référence du défibrillateur cardiaque automatisé Colson Auto-NSI : CC [801 3000](#)

## Caractéristiques du défibrillateur :

Défibrillateurs automatisés externes (DAE) fournis avec 1 paire d'électrodes adulte et 1 batterie (électrodes enfant disponibles en option).

- Onde bi-phasée exponentielle, impédance compensée en durée et en intensité.
- Puissance maximale de 150 Joules pour une charge de 50 Ohms.
- Temps de charge : moins de 10 secondes.
- Conditions de fonctionnement : température entre 0°C et 43°C, humidité entre 5% et 95%

(sans condensation).

- Batterie 12 V / 4,2 A, haute capacité (200 chocs, lithium/dioxyde de manganèse).
- Dimensions des dispositifs : 26 x 25,5 x 7 cm.
- Poids des appareils avec batterie : 2,4 kg .

### **Guis d'achat.**

Pour vous aider à choisir votre défibrillateur et à comprendre les différences entre les modèles nous vous conseillons la lecture de notre [guide d'achat sur les défibrillateurs](#).