

Table de massage pliable Kinlight

Référence 06803

Prix du produit :

254,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Table de massage pliante légère et robuste pour kinésithérapeutes ou masseurs à domicile. 8 positions de réglage en hauteur. Cette table est équipée d'une sellerie de 5 cm et d'un revêtement en PVC imperméable et facilement nettoyable. Livrée avec un sac de transport à bandoulière.



Description du produit :

Table de massage pliante et légère idéale pour les soins à domicile.

La [table de massage](#) KinLight dispose d'un piétement en aluminium robuste, léger et stable avec 8 positions de réglage en hauteur. Elle est équipée d'une tête réglable en inclinaison et en écartement, d'un repose-bras central et de repose-bras latéraux.

Equippée d'un trou de visage.

Mousse haute densité épaisseur 5 cm et sellerie en PVC imperméable et désinfectable bicolore noire/orange.

Dossier procline très pratique Structure en aluminium pour la légèreté Charge de travail maximum 220 kg (statique 800 kg)

Dimensions : Long. 185 x larg. 70 x haut. 61/82 cm en 8 positions. Dimensions pliée : Long. 94 x larg. 70 x épais. 18 cm.

Poids 15 kg.

Largeur des [draps d'examen](#) : 70 cm

Livrée avec sac de transport à bandoulière.

GARANTIE 1 AN

Produits complémentaires aux tables de massage :

[Ref. 05121 - Housse de divan d'examen en éponge sans trou pour le visage](#)

[Ref. 06227 - Housse pour table d'examen en éponge avec trou pour le visage](#)