

Table de massage pliable Kinconfort

Référence 06816

Prix du produit :

299,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Table de massage nomade très confortable (épaisseur sellerie 6,5 cm - mousse polyuréthane haute densité 22D). Disponible en noir ou en gris. Avec trou pour le visage, repose tête et accoudoirs. Poids supporté : 220 kg.



Description du produit :

Délai de livraison : 10 jours.

Une table de massage pliable et ultra confortable

La [table de massage](#) KinConfort allie la fonctionnalité et le confort pour vos séances de kinésithérapie à domicile ou en cabinet. Ses côtés arrondis permettent un accès au patient facilité.

Structure pliante en bois de qualité réglable en hauteur grâce à 11 positions.

Equipée d'un trou de visage, d'un repose-tête, d'un accoudoir central suspendu 40 x 17 cm, de 2 accoudoirs latéraux 37 x 11 cm.

Mousse haute densité 22D de grande épaisseur 6,5 cm.

Sellerie haute qualité en polyuréthane imperméable, lavable et désinfectable 2 coloris au choix : noire ou bleue.

Housse en P.U. Toucher ultra-doux Grande épaisseur confortable

Dimensions : Long. 185 x larg. 70 x haut. 63 à 88 cm (11 positions).

Poids 19 kg.

Résistance statique 220 kg.

Largeur des [draps d'examen](#) : 70 cm

GARANTIE 1 AN

Cette table de massage est disponible en 2 coloris :

Réf. 06816 - table de massage KingConfort couleur noire

Réf. 06817 - table de massage KingConfort couleur grise

Produits complémentaires aux tables de massage :

[Ref. 05121 - Housse de divan d'examen en éponge sans trou pour le visage](#)

[Ref. 06227 - Housse pour table d'examen en éponge avec trou pour le visage](#)