

Table de lit Corfou 2 plateaux

Référence 06822



Prix du produit :

100,98 € taxe inclu

Description brève du produit :

Table de lit réglable en hauteur par vérin pneumatique à gaz. Équipée de 2 plateaux : 1 fixe et 1 inclinable pour le confort du patient et roulettes permettant de mettre en place rapidement et facilement la table. Résistance 15 kg.

Description du produit :

Table de lit inclinable

Indispensable pour le confort des personnes alitées, la table de lit est un [mobilier médical](#) essentiel en établissements hospitaliers, en Ehpad ou même à domicile.

La **table de lit** Corfou permet de déjeuner confortablement dans votre lit. Son piétement en U très pratique permet de vous approcher davantage de la table lorsque vous l'utilisez assis dans votre fauteuil préféré. Grâce à son vérin à gaz, vous pourrez l'ajuster en hauteur très facilement, sans effort.

Réglage de la hauteur par vérin pneumatique

Ce modèle dispose d'un grand plateau inclinable jusqu'à 30° de chaque côté.

Structure acier avec peinture époxy blanc. Plateau en panneau de particules décor bois clair. Équipée de 4 roulettes dont 2 à freins.

Dimensions grand plateau/petit plateau : larg. 56 / 20 x prof.38 x haut. 72 à 100 cm.

Dimensions piétement : hors tout 69 x 37 cm. Largeur de passage 60,5 cm.

Poids supporté 15kg