

# Table de lit réglable Tasmanie

Référence 06823



**Prix du produit :**

**223,38 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Pratique, cette table de lit est équipée d'un vérin haute résistance qui permet de lever le plateau avec une seule main. Idéal pour une utilisation intensive en collectivité (hôpital, Ehpad, établissements de santé).

**Description du produit :**

## **Table de lit inclinable**

Nos **tables de lit** Tasmanie sont adaptées à l'utilisation en collectivités. Son vérin haute assistance permet de lever le plateau d'une main et très facilement sans déclencher le vérin.

Le piétement robuste et élégant en U permet une utilisation au lit, mais également auprès d'une chaise ou d'un fauteuil. Son piétement en tube ovale est très élégant et robuste.

Roulettes intégralement réalisées en matériau plastique, dont 2 à freins.

Hauteur des plateaux réglable de 79 à 114 cm.

Dimensions de la table.

Piétement : larg. 71 x prof. 45 cm.

Largeur de passage 59 cm.

Modèle avec un grand plateau en MDF compressé moulé

Dimensions 80 x 39 cm.

**Plateau droit réglable en hauteur, non inclinable.**

Poids 13 kg.