

Mini lecteur URITOP

Référence 06824



Prix du produit :

569,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Cet appareil permet d'enregistrer et d'imprimer les résultats des analyses urinaires effectuées avec les bandelettes urinaires Uritop (imprimante vendue séparément).

Description du produit :

Lecteur de [bandelettes urinaires](#) URITOP

Mini lecteur URITOP (Portable)

Pour une lecture quantitative et qualitative ; et un stockage des résultats

- Transfert, lecture et interprétation automatiques
- Compatible avec les bandelettes URITOP®+ 5, 7 et 11
- Traçabilité patient et produit
- Capacité d'analyse 40 à 50 échantillons / heure
- Mémoire 2 000 résultats
- Connection ordinateur PC et clavier étanche
- Poids 1,3 kg

CE.