

MoliCare® Premium Mobile 10 gouttes - Le paquet

Référence 06855



Prix du produit :

26,32 € taxe inclu

Description brève du produit :

Pour fuites urinaires moyennes à fortes, pour les personnes actives et mobiles. Les personnes pouvant se rendre aux toilettes sans avoir besoin d'être accompagnées

Disponibles en taille M, L ou XL.

Paquets de 14 slips absorbants

Description du produit :

Slips absorbants hommes 10 gouttes pour incontinence urinaires des personnes valides.

Slip absorbant constitué d'un triple coussin absorbant, de barrières anti-fuites hydrophobes et intégrales, d'un voile externe en nontissé doté d'un indicateur d'humidité.

Le triple coussin absorbant assure une diffusion rapide de l'urine vers la zone ultra-absorbante pour un effet garde au sec immédiat.

Le voile externe en nontissé au toucher textile est intraversable et respirant.

MoliCare Premium Mobile 10 gouttes se met et se retire comme un sous-vêtement classique. Usagé, il suffit de déchirer les coutures latérales.

Le triple coussin absorbant comporte un coussin diffuseur au pH 5,5, neutre à la peau, qui aide à préserver le pH physiologique de la peau.

Testé sous contrôle dermatologique.

Hypoallergénique.

Dispositif médical de classe I.

Composition des slips absorbants:

- Un triple coussin absorbant constitué de cellulose défibrée, de superabsorbant et d'un coussin diffuseur garantissant une diffusion rapide des urines et un effet garde au sec.
- Un nontissé hydrophile, placé au niveau de la zone absorbante.
- Un nontissé hydrophobe dans lequel sont insérés les élastiques faisant office de barrières anti-fuites.
- Un voile externe en nontissé au toucher textile, intraversable et respirant.
- 2 x 2 élastiques souples au niveau de l'entrejambe.
- Un indicateur d'humidité (virant au pH de l'urine) indiquant progressivement le degré de saturation du change.
- La taille du slip est indiquée par la lettre et le nombre de fils de couleur intégré dans la ceinture (M/2 = Medium, L/3 = Large, XL/4 = Extra large).

Tailles disponibles :

Réf. 06855 - Taille M - 10 gouttes

Réf. 06856 - Taille L - 10 gouttes

Réf. 06857 - Taille XL - 10 gouttes

Conditionnement : paquet de 14 slips absorbants.