

Spéculums auriculaires à usage unique

Référence 06876



Taille enfants 2,5 mm ou adultes 4 mm

Prix du produit :

28,55 € taxe inclu

Description brève du produit :

Spéculums auriculaires COMED à usage unique compatibles avec les otoscopes Heine, Kawe et Riester. Pratique, boîte distributrice. Spéculums pour otoscopes disponibles en taille adultes et enfants.

Vendus par boîtes de 1000 spéculums - Disponibles en taille adulte et enfant

Description du produit :

Spéculums auriculaires pour otoscopes

Indispensables au quotidien pour les médecins et les ORL, les [spéculums auriculaires](#) COMED s'adaptent parfaitement aux oreilles des adultes et des enfants et sont compatibles avec les [otoscopes](#) de marque européenne.

Proposés dans une boîte distributrice ergonomique, les spéculums sont conçus en Polystyrène recyclable et sans latex.

Conditionnement : boîte de 1000 spéculums taille adultes (4 mm) ou enfants (2.5 mm) emballés par gaines de 50 pièces.

Couleur : gris.

Avec quels otoscopes les spéculums Comed sont ils compatibles ?

- Otoposcopes Heine : Alpha+, K 180, Beta 200, Mini 2000 + FO, Mini 3000 + FO + FO LED
- Otoposcopes Kawe : Picolight, Combilight FO30, Eurolight FO30

- Otoscopes Riester : RI-Mini + L1/L2 + L3 à baïonnette uniquement

Les **spéculums Comed peuvent se stériliser** à l'oxyde d'éthylène ou bien de manière chimique. Mais attention, cet accessoire pour otoscope reste à **usage unique**, ne pas stériliser après utilisation.

[Découvrez tous les accessoires et pièces détachées pour otoscopes.](#)