

# Tensiomètre Mural à Grand Cadran - Spengler

Référence 06901



## Prix du produit :

# 89,00 € taxe inclu

#### Description brève du produit :

Tensiomètre anéroïde avec cadran géant disponible en version mural ou sur pied. Découvrez les nombreux avantages de ce tensiomètres : double tubulure, mécanisme haute précision, poire ergonomique grand volume pour un gonflage rapide. Garantie 2 ans.

### **Description du produit:**

## Tensiomètre anéroïde à cadran géant mural ou sur pied roulant.

<u>Tensiomètre manuel</u> avec grand confort de lecture et grande précision dans les mesures de la tension artérielle. En effet le **tensiomètre Maxi +3 de Spengler** est équipé d'une double tubulure pour une montée en pression linéaire et d'un mécanisme "horlogerie" haute précision techniquement comparable à celui des mouvements utilisés dans l'indutrie traditionnelle de l'horlogerie de luxe.

#### Confort

- Ambidextre
- Mesure lisible à distance
- Tubulure spiralée de 2,5 mètres
- Poire ergonomique grand volume pour un gonflage rapide
- Brassard fermeture Velcro
- Fixation murale orientable

#### **Brassard**

Nylon



## Ce <u>tensiomètre</u> est disponible en 3 versions :

Réf. 06901 - Tensiomètre Maxi +3 Mural

Réf. 06902 - Tensiomètre Maxi +3 sur socle à roulettes

Réf. 06903 - Tensiomètre mural Maxi +3 avec 3 brassards





Version sur socle

# Caractéristiques techniques :

Type: Anéroïde

Méthode de mesure : Auscultatoire



#### Manomètre

Boîtier ABS - Ø 204 mm

Ensemble mécanisme : Précision : ± 3 mmHg / Alliage Cuivre-Béryllium à élasticité constante

Cadran: Graduations: 0-300 mmHg Ø 147 mm Verre PMMA

### Poire complète

Poire PVC noir (Ø 50 mm)

Robinet : Laiton chromé - Décompression précise et constante

#### **Brassard**

Fixation Velcro - Matière Nylon noir

Poche double tubulure : Matière Caoutchouc "haute résistance" à l'ozone et aux U.V.

Tubulure: Tube spirale Caoutchouc sans latex noir résistant à l'ozone et aux U.V. 2,5 m

d'extension

Garantie Manomètre 2 ans sauf consommables (poires, poches, brassard). CE.