

Nébulisateur à compresseur Omron Duo Baby 2 en 1 avec mouche-bébé intégré

Référence 06921



Prix du produit :

112,19 € taxe inclu

Description brève du produit :

Mouche-bébé et nébuliseur 2 en 1 comprenant un aspirateur nasal et un nébuliseur à compresseur. Pour nettoyer et soulager la congestion nasale en douceur. **Garantie 36 mois.**

Description du produit :

Mouche-bébé et nébuliseur pour agir efficacement contre les infections respiratoires dont le rhume.

Le **nébuliseur Omron Duo Baby** est un nébuliseur à compresseur innovant avec aspirateur nasal intégré. Il permet de soulager la congestion nasale et de traiter la plupart des affections respiratoires courantes chez les bébés.

Les bébés peuvent avoir jusqu'à 8 infections par an. Les infections respiratoires peuvent affecter le nez, la gorge ou les poumons, entraînant des difficultés à respirer, à manger et à dormir. L'aspiration nasale peut soulager un nez bouché et réduire le risque d'autres infections respiratoires. La nébulisation peut être utilisée pour administrer efficacement des médicaments dans les voies respiratoires.

Mouche-bébé innovant

L'aspirateur nasal du DuoBaby permet de retirer les mucosités afin de soulager la congestion et de réduire le risque d'infections respiratoires.

Il est aussi facile à utiliser, totalement lavable et grâce à son système Venturi innovant, il est totalement hygiénique et ne nécessite pas de filtres antibactériens.

Il suffit de mettre en marche le dispositif, de placer votre doigt sur la bouche d'aération et de positionner l'aspirateur dans les narines du bébé.

Mouche-bébé et nébuliseur 2 en 1

Dispositif 2 en 1 qui combine un aspirateur nasal et un nébuliseur à compresseur

Nettoie le nez en douceur

Agit efficacement contre les infections respiratoires dont le rhume

Adapté pour les voies supérieures et inférieures avec 2 embouts faciles à identifier pour les utilisateurs.

Nébuliseur kit avec 2 embouts :

- le vert pour les voies supérieures : rhinite, sinusite, pharyngite, laryngite
- le bleu pour les voies inférieures : asthme, bronchite, bronchiolite, bronchopneumonie

+ 1 mouche-bébé

Compartiment pour accessoires avec couvercle

L'aspirateur nasal peut être utilisé pour enlever le mucus du nez du bébé, qui est ensuite recueilli dans la chambre à air

Facile à utiliser et à nettoyer

Hygiénique : pas de contamination du compresseur, ni de filtre antibactérien nécessaire



Caractéristiques :

Type : compresseur

Taille des particules (DAMM) : de 4 à 9 microns selon l'embout (vert ou bleu)

Taux de nébulisation : de 0,2 à 0,4 ml/min selon l'embout (vert ou bleu)

Taux de débit d'aérosol (1% NaF) : de 0,12 à 0,16 ml/min selon l'embout (vert ou bleu)

Débit d'aérosol (2 ml, 1% NaF) : de 0,50 à 0,54 selon l'embout (vert ou bleu)

Pression de succion : -0.15 à -0.20 bar

Courant d'air : 4 l/min

Volume résiduel : 0.7 ml

Capacité : 1 - 12 ml

Niveau sonore : 63 dB

Poids : 1.7 kg

Livré avec :

- Kit nébuliseur incluant 2 culots d'inhalation
- Tube à air
- Embout buccal
- Masque pédiatrique
- Aspirateur nasal
- Manuel d'utilisation

Dispositif médical de classe II a

Garantie 36 mois.

Vidéo de présentation du nébuliseur Duo Baby d'Omron