

Nébuliseur de poche U-100 Omron

Référence 06922



Prix du produit :

179,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le nébuliseur MicroAir U100 est efficace et silencieux. Il se glisse facilement dans votre sac et il est très simple à utiliser.

Traitement contre l'asthme, bronchite, bronchiolite, toux, pneumonie. Le MicroAIR U100 utilise une technologie de tamis unique qui libère une plus grande quantité de médicament dans les poumons que la plupart des nébuliseurs à compresseur.

Description du produit :

Une meilleure expérience pour vous



Emportez-le partout



Pratiquement silencieux



Fonctionne dans n'importe quelle position



Technologie plus efficace¹

Nébuliseur Omron Micro Air U100

Un traitement efficace quand vous en avez besoin. Il permet d'assurer un traitement efficace contre l'asthme, la broncho-pneumopathie chronique obstructive, la bronchite, la bronchiolite, la bronchiectasie, la pneumonie ou une simple toux.

Un nébuliseur vraiment portable.

Les [nébuliseurs](#) traditionnels peuvent être encombrants, nécessitent une prise de courant et ne sont donc pas très pratiques à utiliser à l'extérieur !

Le soulagement est maintenant à portée de main, même en déplacement. Alimenté par piles, le MicroAIR U100 est compact, transportable et facilement accessible quand vous en avez besoin.

Et silencieux !

Tandis que les nébuliseurs traditionnels peuvent être bruyants, le MicroAIR U100 est pratiquement silencieux.

Appuyez simplement sur un bouton, respirez normalement et glissez-le dans votre sac quand vous avez fini. Le tout sans attirer l'attention.

Vous pouvez utiliser le nébuliseur U100 dans n'importe quelle position.

Le MicroAIR U100 permet de procurer un traitement efficace que vous soyez allongé, debout ou suspendu par les pieds à une cage à écureuil.

Il vous suffit de trouver la position la plus confortable pour vous.

Comprend : 1 masque pour enfant (PVC), 1 masque pour adulte (PVC), une trousse souple, 2 piles AA/LR6.

Caractéristiques :

Type : A tamis

Kit de nébulisation : A tamis

Taille des particules : 4,5 µm (DAMM)

Taux de nébulisation 0,25 ml/min

Taux de débit d'aérosol (1% NaF) : 0,1 ml/min

Débit d'aérosol (2 ml, 1% NaF) : 0,5 ml/min

Capacité : 10 ml max.

Volume résiduel : 0,1 ml

Niveau sonore : >20 dB

Poids : 0,5 kg

Alimentation : 2 Piles (AA/LR6)

Adaptateur secteur en option

Vidéo de présentation du nébuliseur Omron Micro Air U100