

Aiguille BD Eclipse sécurisée

Référence 06952

Taille : 16/5 25G

Prix du produit :

20,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'aiguille hypodermique BD Eclipse sécurisée permet une injection en sous cutané, intra musculaire ou en IV en toute sécurité grâce à son système de recouvrement. Boîte de 100 aiguilles. Disponibles en 2 tailles.

Description du produit :

Boîte de 100 aiguilles BD Eclipse sécurisées.

L'[aiguille hypodermique](#) de sécurité BD Eclipse permet une injection en SC, IM ou en IV en toute sécurité.

Conforme aux critères de sécurité définis par le GERES.

Orientation positive du biseau.

Système de recouvrement BD Eclipse déjà connu de la plupart des utilisateurs car identique à celui du système de prélèvement de sécurité Vacutainer BD Eclipse.

Embase brevetée pour une fixation sûre de l'aiguille sur le cône des seringues à embout sans verrou (Luer simple) : ceci évite le risque de déconnexion involontaire de l'aiguille lors de l'injection ou lors de l'activation du système de sécurité pouvant entraîner une piqûre accidentelle ou une non-administration de la totalité de la dose à injecter.

Caractéristiques Aiguille BD Eclipse :

- Conforme aux critères de sécurité définis par le GERES
- Orientation positive du biseau
- Une sécurité intégrée à l'aiguille
- Aiguille : acier inoxydable Type AISI 304 (18-20% Chrome ; 8-12% Nickel ; 2% Manganèse ; 1% silicone)
- Capuchon protecteur de l'aiguille : polypropylène (PP)
- Embase : polypropylène (PP), additif colorant
- Lubrifiant : silicone de qualité médicale 0.25mg/mm²
- Dispositif de sécurité : polypropylène (PP)
- Fixation aiguille sur embase : résine époxy

Boîte de 100 aiguilles BD Eclipse disponible en 2 tailles :

Réf. 06951 - Taille 16/5 25G

Réf. 06952 - Taille 40/8 21G

Technologie SmartSlip :

L'embase brevetée a été spécifiquement conçue pour une fixation sûre de l'aiguille sur le cône des seringues à embout sans verrou (Luer simple). Ceci évite le risque de déconnexion involontaire de l'aiguille lors de l'injection ou lors de l'activation du système de sécurité pouvant entraîner une piqûre accidentelle ou une non-administration de la totalité de la dose à injecter. Il suffit de pousser l'aiguille sur l'embout de la seringue, sans nécessité de faire le quart de tour. Un « clic » confirme, de façon sonore et tactile, que la connexion a été effectuée correctement et que l'aiguille est solidement fixée sur la seringue.