

# Aiguille phlébologie 30 G Pic

Référence 06953 - 30G



#### Prix du produit :

## 6,99 € taxe inclu

#### Description brève du produit :

Boîte de 100 aiguilles de phlébologie PIC pour des injections précises dans les vaisseaux sanguins. Dispositif médical stérile, emballé individuellement en sachet pelable.

#### **Description du produit:**

### Boîte de 100 aiguilles de phlébologie PIC

<u>Aiguille de phlébologie hypodermique</u> à micro-injection PIC, pour la réalisation d'injections de précision dans les vaisseaux sanguins.

Aiguilles d'une gauge de 30 G x  $\frac{1}{2}$  (12,7 x 0,3 mm) à embase jaune compatible Luer et Luer-Lock.

Dispositif médical stérile.

Découvrez également notre gamme de seringues et désinfectants pour les injections.