

## Flacon pissette avec tubulure col de cygne

Référence 00100



Prix du produit :

2,30 € taxe inclu

Description brève du produit :

**Description du produit:** 

Flacon pissette col de cygne Comed : dispositif permettant la contenance de produit liquide.



En polyéthylène haute pression. Peut être nettoyé avec un désinfectant dilué.

## Différentes tailles :

- 100 ml : h 103 x Ø 45 mm - dimensions du col : Lo 200 x Ø 6 mm

- 250 ml: h 138 x Ø 61 mm - dimensions du col: Lo 300 x Ø 6 mm

- 500 ml : h 175 x Ø 76 mm - dimensions du col : Lo 300 x Ø 6 mm

- 1000 ml : h 220 x Ø 94 mm - dimensions du col : Lo 330 x Ø 6 mm