

Flacon pissette avec tubulure col de cygne

Référence 00100

Prix du produit :

2,36 € taxe inclu

Description brève du produit :



Description du produit :

Flacon pissette col de cygne Comed : dispositif permettant la contenance de produit liquide.

En polyéthylène haute pression.
Peut être nettoyé avec un désinfectant dilué.

Différentes tailles :

- **100 ml** : h 103 x Ø 45 mm - dimensions du col : Lo 200 x Ø 6 mm
- **250 ml** : h 138 x Ø 61 mm - dimensions du col : Lo 300 x Ø 6 mm
- **500 ml** : h 175 x Ø 76 mm - dimensions du col : Lo 300 x Ø 6 mm
- **1000 ml** : h 220 x Ø 94 mm - dimensions du col : Lo 330 x Ø 6 mm