

Pince Kocher stérile en plastique 14,5 cm

Référence 06948



Prix du produit :

0,66 € taxe inclu

Description brève du produit :

Pince Kocher pour la préhension de compresses et tampons au cours de la réalisation d'un pansement ou d'un soin stérile. Vendue à l'unité ou par lot de 10 pinces.



Description du produit :

Pince Kocher avec griffe

Pince en plastique stérile de 14,5 cm de long. Cette [pince médicale](#) permet la préhension de compresses pour les soins stériles ou en intervention chirurgicale.

Vendue à l'unité ou par lot de 10.

Couleur : bleu

Composants : polyamide 6.6 chargé 30% de fibre de verre

Conditions normales de conservation et de stockage de la pince Kocher :

A conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la lumière solaire, à l'abri de sources de chaleur. Précautions particulières : Usage Unique

Qu'est-ce qu'une pince Kocher ?

La [pince Kocher](#) doit son nom à son inventeur, le chirurgien Suisse Emil Théodor Kocher. Elle est largement utilisée en médecine dans toutes les spécialités. Cette pince permet d'exercer une

forte traction et est utile pour clamber des tubulures ou de prendre efficacement des compresses et cotons afin de pratiquer des soins stériles. On peut également s'en servir comme porte aiguille pour réaliser des points de suture.

Les pinces Kocher peuvent être proposées avec ou sans griffes en fonction de l'utilisation et la spécialité médicale. Les pinces avec griffes sont essentiellement utilisée en chirurgie car elle permettent de tirer sur les tissus. Les pinces Kocher sans griffes sont plutôt destinés aux soins.