


Aiguille à suture Optime résorbable - Boîte de 36

Référence 07013



Prix du produit :

162,17 € taxe inclu

Description brève du produit :

Suture tressée d'acide polyglycolique recommandée pour la chirurgie générale, digestive, gynécologique, urologique, orthopédique. Fil de suture vendu par boîte de 36.

Description du produit :

Fil de sutures Peters OPTIME 18 S30M

Tresse résorbable vendue par boîte de 36 kits.

2 modèles au choix :

Réf. 07013 : USP 3/0 | Décimale : 2 | Courbure : 3/8 | Longueur aiguille : 19 | Longueur fil : 75 cm

Réf. 07015 : USP : 5/0 | Courbure : 3/8 | Longueur aiguille : 13 | Longueur fil : 45cm

Caractéristique du [fil de suture Optime](#) :

- Glisse parfaite due au traitement de surface homogène
- Résistance initiale élevée et régulière sur l'ensemble des diamètres
- Fil souple et très agréable à travailler

- Excellente tolérance tissulaire

Temps de résistance = 28/35 jours

Temps de résorption totale = 60/90 jours

Résistance initiale élevée et résorption modérée

Très bonne tenue aux nœuds

Souplesse grâce à une structure fine de la tresse et à une enduction légère

Biocompatibilité exemplaire

Dispositif médical de classe III