

Stéthoscope Magister II Spengler - Simple pavillon

Référence 07040



Prix du produit :

68,21 € taxe inclu

Description brève du produit :

Plus performant, plus polyvalent, plus pro ! Le nouveau stéthoscope Magister II de Spengler à tout pour plaire : très haute qualité acoustique pour des diagnostics précis et fiables. Stéthoscope simple pavillon disponible en 2 coloris : pavillon noir ou argent.

IMPORTANT: Notre option de gravure sur les stéthoscopes sera temporairement suspendue durant tout le mois d'août; en conséquence, toutes les commandes comprenant cette personnalisation seront expédiées à partir du 25 d'août.

Description du produit:

Nouveau stéthoscope Spengler MAGISTER II simple pavillon.

Stéthoscope professionnel doté d'une très haute qualité acoustique


- Pavillon lourd en acier inoxydable
- Membrane flottante multi-fréquences
- Pression légère pour une écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque)
- Pression ferme pour une écoute des hautes fréquences (pulmonaire)
- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyre en aluminium



Confort

- · Bague anti-froid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie

Garantie 5 ans (hors tubulure et embouts). CE.



Vidéo du stéthoscope Spengler Magister II

Accessoires et kits de nettoyage pour stéthoscopes



Kit de nettoyage pour stéthoscope