

Stéthoscope Magister II Spengler - Simple pavillon

Référence 07040



Prix du produit :

69,57 € taxe inclu

Description brève du produit :

Plus performant, plus polyvalent, plus pro ! Le nouveau stéthoscope Magister II de Spengler à tout pour plaire : très haute qualité acoustique pour des diagnostics précis et fiables. Stéthoscope simple pavillon disponible en 2 coloris : pavillon noir ou argent.

IMPORTANT : Notre option de gravure sur les stéthoscopes sera temporairement suspendue durant tout le mois d'août ; en conséquence, toutes les commandes comprenant cette personnalisation seront expédiées à partir du 25 d'août.

Description du produit :

Nouveau stéthoscope Spengler MAGISTER II simple pavillon.

[Stéthoscope professionnel](#) doté d'une très haute qualité acoustique

- Pavillon lourd en acier inoxydable
- Membrane flottante multi-fréquences
- Pression légère pour une écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque)
- Pression ferme pour une écoute des hautes fréquences (pulmonaire)
- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyre en aluminium

Confort

- Bague anti-froid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie

Garantie 5 ans (hors tubulure et embouts). **CE.**



ADAPTÉ AU BRASSARD

Adaptés aux brassards, les stéthoscopes MAGISTER II sont conçus avec des bords fins, parfaitement adaptés aux extrémités du brassard du tensiomètre.



PAVILLON ACIER INOX

Parce que l'acier inoxydable offre les meilleures propriétés acoustiques, nous l'avons utilisé pour la conception des pavillons des stéthoscopes MAGISTER II. De plus nous avons augmenté les épaisseurs là où cela était nécessaire afin de sublimer l'acoustique.



MEMBRANE FLOTTANTE

- Pression légère pour une écoute des basses fréquences
- Pression ferme pour une écoute des hautes fréquences.

Vidéo du stéthoscope Spengler Magister II

Accessoires et kits de nettoyage pour stéthoscopes

[Kit de nettoyage pour stéthoscope](#)