

Stéthoscope Magister II Spengler - Double pavillon

Référence 07042



Prix du produit :

69,35 € taxe inclu

Description brève du produit :

Polyvalence et excellence pour un instrument 100% Spengler

Stéthoscope double pavillon en acier inoxydable avec une haute qualité acoustique. Grâce à ce nouveau stéthoscope dédié à l'auscultation, vous pourrez pratiquer tous les types d'examens et faire des diagnostics précis et fiables. Le Spengler Magister II est disponible en 2 coloris (black et silver).

Description du produit :

Nouveau stéthoscope Spengler MAGISTER II double pavillon.

Magister II, c'est le stéthoscope polyvalent et performant signé Spengler. Doté d'une acoustique excellente, il conviendra parfaitement aux médecins, pédiatres ou aux étudiants en médecine. Fabriqué en acier inoxydable, il possède un pavillon lourd pour plus de résonnance. Il est le fruit d'une recherche avec les ingénieurs de l'Ecole Centrale et du Laboratoire d'Acoustique de Marseille.

- Un pavillon inox lourd : Le pavillon possède d'excellentes propriétés acoustiques. Il possède également une bague anti-froid pour plus de confort.
- Une écoute multi-fréquence : Pression légère pour l'écoute des bruits vasculaires et cardiaques, pression ferme pour les fréquences pulmonaires.
- Parfait pour les brassards : Son pavillon avec ses bords fins se glisse parfaitement sous les brassards lors de la prise de tension.
- Un point rouge astucieux : Il permet de voir en une seconde quel est le côté actif du

pavillon.

- Fabricant français depuis 1907 : Spengler est l'inventeur du tensiomètre et du diagnostic médical moderne.

Un pavillon en inox lourd

L'acier inoxydable a été choisi pour la conception des pavillons de Magister II, car il permet l'excellence acoustique. Une bague anti-froid vient sublimer le pavillon pour apporter plus de confort.

Une écoute multi-fréquence

Deux niveaux d'écoute grâce à la membrane flottante :

- pression légère pour une écoute des basses fréquences (vasculaires et cardiaques)
- pression ferme pour une écoute des hautes fréquences (pulmonaires).

Un point rouge astucieux :

Un point rouge astucieux a été intégré pour indiquer de façon immédiate et très lisible le côté actif du pavillon, adulte ou pédiatrique.

Une ergonomie adaptée aux brassards :

Plus d'aisance au quotidien grâce à la conception du pavillon de Magister II. Il se faufile parfaitement sous le brassard lors de la prise de tension.

Également disponible en version [stéthoscope simple pavillon](#)

Spécifications techniques du stéthoscope Spengler Magister II double pavillon :

Magister double pavillon : 34,38 mm

Membrane flottante

Matière

Fibre de verre

Diamètre grand pavillon

Magister 2 simple pavillon : 47,3 mm

Magister 2 double pavillon : 47,3 mm

Diamètre petit pavillon

Magister 2 double pavillon : 37,5 mm

Bague anti-froid

Matière

TPR

Diamètre grand pavillon

Magister 2 simple pavillon : 47,3 mm

Magister 2 double pavillon : 47,3 mm

Diamètre petit pavillon

Magister 2 double pavillon : 37,5 mm

Tubulure et lyre

Longueur

60 cm

Lyre

matière : Aluminium

Ressort de lyre

matière : Acier inoxydable

Tubulure

matière : PVC

Embouts auriculaires

matière : Silicone

Accessoires

Livré avec 2 paires d'embouts auriculaires

Garantie Spengler 5 ans (hors tubulure et embouts auriculaires). **CE.**



ADAPTÉ AU BRASSARD

Adaptés aux brassards, les stéthoscopes MAGISTER II sont conçus avec des bords fins, parfaitement adaptés aux extrémités du brassard du tensiomètre.



PAVILLON ACIER INOX

Parce que l'acier inoxydable offre les meilleures propriétés acoustiques, nous l'avons utilisé pour la conception des pavillons des stéthoscopes MAGISTER II. De plus nous avons augmenté les épaisseurs là où cela était nécessaire afin de sublimer l'acoustique.



MEMBRANE FLOTTANTE

- Pression légère pour une écoute des basses fréquences
- Pression ferme pour une écoute des hautes fréquences.



INDICATEUR DE PAVILLON

(DOUBLE PAVILLON)

Initié par une observation des médecins, nous avons par une idée aussi simple qu'un point, révolutionné l'usage du stéthoscope. Avec l'indicateur vous savez quel côté du pavillon est actif.



Vidéo du stéthoscope Spengler Magister II

ATTENTION ! La garantie fonctionne sur un article gravé mais celui-ci ne pourra être ni repris ni échangé !

Lien vidéos SPENGLER :

<https://www.youtube.com/watch?v=m4XUAXmv2Fc>

<https://www.youtube.com/watch?v=0NGiBNH5X-E>

<https://youtu.be/0NGiBNH5X-E>

Accessoires et kits de nettoyage pour stéthoscopes

[Kit de nettoyage pour stéthoscope](#)