

Stéthoscope Dual Pulse II Spengler - Double pavillon

Référence 07050



Prix du produit :

40,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Léger et robuste, la précision Spengler en plus !

La version double pavillon en aluminium du stéthoscope Dual Pulse II de Spengler. Équipé d'une membrane haute résolution. Disponible en 4 finitions. Garantie 3 ans (hors tubulure et embouts). Un stétho à emmener partout avec soi.

Description du produit :

[Stéthoscope](#) **Spengler DUAL PULSE II double pavillon.**

Pulse II double pavillon a été, comme toute la nouvelle gamme Spengler, créé en collaboration avec l'école Centrale et Le Laboratoire d'Acoustique du CNRS de Marseille. C'est un instrument confortable, léger et pratique qui se tourne vers les infirmières et infirmiers.

Il est garanti 3 ans (hors tubulure et embouts). Un stéthoscope à emmener partout avec soi.

- Une légèreté au quotidien : En aluminium pour être léger et confortable tous les jours, mais aussi précis.
- Un confort parfait : Conçu avec une bague anti-froid et des embouts auriculaires "soft".
- Une protection à toute épreuve : Son pavillon est conçu pour une utilisation en déplacement. Réhaussé d'une bague qui encaisse les chocs et réduit les déformations.
- Un point rouge innovant : Il permet de voir en un simple coup d'oeil quel côté du pavillon est actif, sans se faire mal aux oreilles.
- Fabricant français depuis 1907 : Spengler est l'inventeur du tensiomètre et du diagnostic médical moderne.

Issu de la nouvelle gamme de stéthoscopes Spengler, Pulse II est léger mais aussi performant.

Un "poids-plume" :

Un pavillon en aluminium , très léger, confortable au quotidien, mais avec la précision Spengler en plus. Le pavillon possède une bague anti-froid pour être confortable, mais aussi une membrane haute-résolution. Il est relié à une tubulure simple avec un conduit haute-performance. Les embouts auriculaires sont en silicone et les lyres sont redessinées pour être plus ergonomiques.

Anti-choc :

Une protection anti-choc recouvre le pavillon de Pulse II, il est conçu pour être emmené hors du cabinet. Il intègre une bague contre les chocs recouvrant le pavillon pour amortir les chutes et empêcher les déformations.

Un point rouge astucieux :

Son point rouge permet de voir de façon immédiate et très lisible le côté actif du pavillon, adulte ou pédiatrique, sans avoir à taper sur le pavillon et se faire mal aux oreilles.

Disponible en 4 finitions : Noir Carbon, Rouge Corail, Bleu Myrtille, Rose Poudré.

Spécifications techniques du stéthoscope Spengler Dual Pulse II:

Poids

Poids pour le double : 29.2 g

Double pavillon en acier inoxydable :

Grand pavillon : 44.2 mm

Petit pavillon : 27.61 mm

Membrane :

Matière : Résine epoxy

Grand pavillon : 43.8 mm

Petit pavillon : 34.8 mm

Bague anti-froid :

Matière : TPR

Grand pavillon : 47.4 mm

Petit pavillon : 30.12 mm

Tubulure et lyre :

Longueur : 73 mm

Lyre : Aluminium

Ressort du lyre : Acier

Tubulure : PVC

Embouts auriculaires : Silicone

Livré avec 2 paires d'embouts auriculaires assortis à la couleur du pavillon.

Garantie 3 ans (hors tubulure et embouts). **CE.**



ADAPTÉ AU BRASSARD

Adaptés aux brassards, les stéthoscopes PULSE II sont conçus avec des bords fins, parfaitement adaptés aux extrémités du brassard du tensiomètre.



PAVILLON ALUMINIUM

Conçu pour la mobilité et la praticité, le pavillon en aluminium offre un rapport parfait entre poids et performance.



PROTECTION CHOCS

Conçu pour un usage mobile, la bague recouvre le pavillon pour réduire les chocs et les déformations.



INDICATEUR DE PAVILLON

(DOUBLE PAVILLON)

Initié par une observation des médecins, nous avons par une idée aussi simple qu'un point, révolutionné l'usage du stéthoscope. Avec l'indicateur vous savez quel côté du pavillon est actif.



Vidéo du stéthoscope Spengler Dual Pulse II

Lien vidéos SPENGLER:

<https://www.youtube.com/watch?v=hDNQsM0oAfQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=YkqcyGPljYo&t=12s>

Accessoires et kits de nettoyage pour stéthoscopes

[Kit de nettoyage pour stéthoscope](#)

Liens utiles :

Vous pouvez également consultez la gamme complète des [stéthoscopes de la marque Spengler](#).

[Voir la fiche du stéto Pulse II chez Spengler](#)