

# Lampe d'examen médical Carla Focus 10° LID

Référence 07059



Prix du produit :

**453,89 € taxe inclu**

Description brève du produit :

**Idéale pour la gynécologie, les sages femmes, l'obstétrique, l'andrologie, la proctologie et les examens ORL**

Description du produit :

## **Lampe d'examen spéciale gynécologie et andrologie.**

[Lampe d'examen](#) très compacte et robuste qui offre un éclairage très localisé et précis (faisceau 10°) diffusant une lumière blanche et énergisante (blanc neutre) pour un rendu fidèle des différentes nuances de couleurs des tissus éclairés : Vulves, muqueuse de la paroi vaginale, col de l'utérus... sans aucune source de chaleur pour un confort maximal des patientes.

Idéale pour les examens qui demandent beaucoup de précision, la Carla Focus (avec flexible 100 cm ou 123 cm) permet de travailler en sur/sous épaule et ainsi d'avoir un éclairage direct localisé sans être gêné par l'emplacement de la lampe (Même lors d'une utilisation combinée avec un colposcope).

## **Caractéristiques de la lampe d'examen :**

Intensité lumineuse produite : 420 lumens

Température de couleur : 4500°Kelvin (blanc neutre)

Rendu des couleurs (IRC) : 95/100

Consommation électrique : 4,2 W

Dispositif médical de Classe I

- Longévité des LED : 50 000 heures minimum (LED sur circuit imprimé, pas d'ampoule à remplacer) - Aucune production d'UV ou d'infrarouge
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/ -2-41 EN 60 598-2-25
- Câble d'alimentation longueur 3 mètres
- Couleur : blanc ou noir
- Dimension de la tête : 6 x 9,5 cm
- Longueur bras flexible: 65 cm, 100 cm ou 123 cm
- Option : interrupteur sans contact
- L'ensemble de la lampe est nettoyable et désinfectable

Disponible avec 3 tailles de flexibles : 65, 100 ou 123 cm.

Fabrication française

La **lampe est livrée seule**, choisissez l'[option de fixation](#) qui vous convient le mieux :



Pied à roulettes  
télescopique



Équerre simple



Étau simple



Bras mural  
articulé