

Lampe d'examen LED Luxamed sur pieds roulants

Référence 07070



Prix du produit :

378,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Lampe médicale pour les examens et diagnostics équipée d'un éclairage LED puissant (50 000 lux à 30 cm). Pratique, fixée sur son pied roulant cette lampe est très facile à utiliser. Disponible en 6 couleurs.

Description du produit :

Lampe d'examen LUXAMED à LED : puissante et roulante !

[Lampe d'examen](#) au design moderne, économique en énergie avec la technologie LED

Luminosité optimum pour un examen professionnel : 50 000 lux à 30 cm

Tête d'éclairage en Aluminium pour optimiser le rayonnement thermique.

Durée de vie : environ 50.000 h

Support de lampe col de cygne, 90 cm de long

Zone de travail maximale 165 cm

Pied roulant métallique 5 branches



Disponible en 6 coloris



50 000 lux à 30 cm !